

invitrogen



다주나 봄~

iBright 패키지 프로모션

22년 4월부터 6월까지

ThermoFisher
SCIENTIFIC

iBright imaging system과 함께 사용하면

Simple and intuitive

12.1인치의 넓은 스크린으로
장비 구동과 함께 이미지 분석
가능

SMART

Technology

이미지 데이터를 PC없이
iBright에서 직접 내보내고
Thermo Fisher Cloud에 저장

Multi-detection

다양한 모드를 통해 원하는 이미지 선택 가능
(5가지 형광 필터로 RGB, NIR 파장대의 다양한
형광 antibody의 활용이 가능 3 최대 4가지
형광을 multi-detection)

Automated

최적의 노출 시간 결정,
이미지 오차 최소화,
반복된 노출 횟수 최소화

Resolution

강력한 9.1 megapixel
카메라로 High quality의
이미지를 도출



iBright 1500 구매 고객에게 드리는 증정품!

1

Quantification

Pierce™ Rapid Gold BCA Protein Assay Kit
A53225

기존 BCA와 동일한 단백질 정량 키트로
상온에서 5분 만에 측정 가능합니다.
(Assay range 20-2,000 ug/MI)



2

Electrophoresis

iBright™ Prestained Protein Ladder
LC5615

별도의 처리 없이 형광 이미징으로 10개의
recombinant protein(11-250kDa) 확인
또는 화학 발광 이미징으로 2개의 사이즈
(30 kDa, 80kDa) 확인 가능합니다.



3

Detection

SuperSignal™ West Pico PLUS
Chemiluminescent Substrate
34577

4

SuperSignal™ West Femto
Maximum Sensitivity Substrate
34094



5

Analysis

No-Stain™ Protein Labeling
Reagent
A44449

일반적인 housekeeping protein 보다 linearity가
뛰어나고 정확한 normalization이 가능한 total
protein normalization 분석을 이용해보세요.
10분의 staining으로 간편하게 사용할 수 있습니다.



제품명	민감도	지속 시간	특징
SuperSignal™ West Pico Pico PLUS	Low pictogram– High femtogram	최대 24시간	넓은 범위의 Protein을 검출하기에 적합
SuperSignal™ West Femto	Low–Mid femtogram	8시간	감도 높은 검출이 필요한 경우에 적합 (별도의 최적화 필요 없음)

좋은 Western blot 솔루션!

이제는 너무 당연한 플러스 기능까지!



Protein
Normalization

당신의 데이터를 더욱 신뢰할 수 있도록 분석해보세요.



Maintenance

전문적인 서비스를 제공해드리니 안심하고 사용하세요.



Green LED


더욱 안전한 Green LED로 해로운 UV로부터 벗어나세요.



Fluorescent western blots



Chemiluminescent western blots



Combined fluorescent and chemiluminescent western blots



Colony plates

Item	SKU
IBRIGHT FL1500 Imaging system	A44115
IBRIGHT CL1500 Imaging system	A44114





Antibodies

써모 피셔 사이언티픽의 Antibody는 높은 재현성을 보여줌으로 반복 실험으로 낭비되는 자원과 시간을 절약할 수 있으며 자체적으로 구축한 엄격한 검증 과정을 통해 정확한 결과를 보장하고 있습니다.

써모 피셔 사이언티픽의 항체에 대해 더 알고 싶으시다면, Nature에 실린 article을 확인해보세요.



Reproducibility, validation and specificity tests

전 세계적인 연구원들과 함께 항체의 검증의 기준을 마련한 써모 피셔 사이언티픽의 노력을 Nature와 콜라보하여 저널에 실었습니다. 항체의 검증의 중요성과 더불어 재현성 높이고 엄격한 특이성 테스트에 관한 3개의 시리즈 article을 보실 수 있습니다.

Robust new testing regimen for antibodies in epigenetic research

PTM(Post-translational modification) 연구에 적합한 항체를 찾는 일은 어렵습니다.
어떤 항체를 선택해야 좋을지 가이드 드립니다.



웹페이지를 통해 다운로드하여 보실 수 있으며, 별도로 요청해주시면 메일로 발송해드립니다.

자료 요청 및 항체 관련 문의는 Antibody.kr@thermofisher.com (안티바디 컨시어지 센터)로 보내주세요.



Advanced Verification

마크를 꼭 확인하세요.



항체 검색바로가기

[thermofisher.com](https://www.thermofisher.com)

Thermo Fisher Scientific 써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
서울시 강남구 광평로 281 수서 오피스빌딩 12층, 06349 | 대표번호 : 02-2023-0600

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2022 Thermo Fisher Scientific Inc.
All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

ThermoFisher
SCIENTIFIC