

2022 Hit Item 할인행사

행사 기간: 2022.8.29 - 2022.09.16



01 행사 품목 2개 이상 구매시
15% 할인

02 행사 품목 구매시
Tube rack 증정



행사 대상 품목

Cell Analysis & Quantification Countess™ Chamber Slides Qubit Assay Kit	2
Cell Labeling & Detection Kit	3
Protein Analysis	4
Cell Culture	6

cDNA Synthesis SuperScript IV, ReverAid	7
DNA Polymerase Platinum / Dream Taq / Phusion	8
Sample prep & Gateway Cloning	9

Cell Analysis

세포를 사용한 모든 실험의 시작은 정확하고 정밀한 세포 카운팅입니다.
Countess 자동 세포 카운터와 전용 Chamber Slide를 통해 정확하고 빠르게
전체 세포 계수, 세포 생존율 그리고 평균 세포 크기의 데이터를 얻을 수 있습니다.

• Countess™ Chamber Slides



Countess 3



Countess 3 FL

구분	Cat#	제품	규격
Countess Chamber Slide	C10312	Countess™ Cell Counting Chamber Slides (10 pk x 50 slides)	500 slides
	C10313	Countess™ Cell Counting Chamber Slides (25 pk x 50 slides)	1,250 slides
	C10314	Countess™ Cell Counting Chamber Slides (50 pk x 50 slides)	2,500 slides
	C10315	Countess™ Cell Counting Chamber Slides (100 pk x 50 slides)	5,000 slides
Trypan Blue stain for dead cell identify	T10282	Trypan Blue Stain (0.4%) for use with the Countess™ Automated Cell Counter	2 x 1 mL

Quantification

• Qubit Assay Kit

Invitrogen Qubit Assay Kit는 DNA, RNA 또는 단백질 타겟에 결합될 때만 형광을 방출하는 검출선택적인 염료를 사용하여 정량 분석합니다. 기존의 UV 흡광법보다 감도가 높고 노이즈가 적고 최적화 되었기 때문에 저농도의 타겟이라도 High Sensitivity (HS) 분석을 통해 검출할 수 있습니다.



Qubit Flex



Qubit 4

구분	Cat#	제품	규격
RNA Assay	Q10210	Qubit™ RNA Broad Range (BR) Assay Kits.	100 assays
	Q10211	Qubit™ RNA Broad Range (BR) Assay Kits.	500 assays
Qubit ssDNA Assay	Q10212	Qubit™ ssDNA Assay Kit	100 assays
Qubit dsDNA Assay	Q32850	Qubit™ dsDNA Broad Range (BR) Assay Kit	100 assays
	Q32853	Qubit™ dsDNA Broad Range (BR) Assay Kit	500 assays
	Q32851	Qubit™ dsDNA High Sensitivity (HS) Assay Kit	100 assays
	Q32854	Qubit™ dsDNA High Sensitivity (HS) Assay Kit	500 assays
Qubit RNA Assay	Q32852	Qubit™ RNA High Sensitivity (HS) Assay Kit	100 assays
	Q32855	Qubit™ RNA High Sensitivity (HS) Assay Kit	500 assays
	Q33230	Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity (HS) Assay Kit	100 assays
	Q33231	Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity (HS) Assay Kit	500 assays

* 페이지에 제품번호가 기재된 제품만 행사 적용 품목입니다.

Cell Labeling & Detection

세포 및 박테리아의 형광 이미징 분석을 위한 Invitrogen 대표 형광 시약&키트 입니다.



Target	Cat#	제품	규격
Live Nucleic acid Counterstain	H3569	HOECHST 33258, PENTAHYDRA	10 ml
	H3570	HOECHST 33342, TRIHYDROCH	10 ml
	R37605	NucBlue™ Live ReadyProbes™ Reagent (Hoechst 33342)	6 x 2.5 ml
Fixed Nucleic acid Counterstain	R37606	NucBlue™ Fixed Cell ReadyProbes™ Reagent (DAPI)	6 x 2.5 ml
	D1306	DAPI (4',6-Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride)	10 mg
Live/Dead 2 Color stain	L3224	LIVE/DEAD™ Viability/Cytotoxicity Kit for mammalian cells	1 Kit
Acidic compartment stain	L7525	LysoTracker™ BLUE DND-22	20 X 50 µl
	L7526	LysoTracker™ GREEN DND-26	20 X 50 µl
	L7528	LysoTracker™ RED DND-99	20 X 50 µl
Mitochondria Superoxide production	M36008	MitoSOX™ Red Mitochondrial Superoxide Indicator, Live cell	10 X 50 µg
Mitochondria stain for Live cell	M22425	MitoTracker™ RED FM	20 X 50 µg
	M22426	MitoTracker™ DEEP RED FM 20 X 50 UG	20 X 50 µg
	M7510	MitoTracker™ ORANGE CMT 20 X 50 UG	20 X 50 µg
	M7511	MitoTracker™ ORANGE CM- 20 X 50 UG	20 X 50 µg
	M7512	MitoTracker™ RED CMXROS 20 X 50 UG	20 X 50 µg
	M7513	MitoTracker™ RED CM-H2X 20 X 50 UG	20 X 50 µg
	M7514	MitoTracker™ GREEN FM 20 X 50 UG	20 X 50 µg
Bacterial Nuclei acid stain	S34854	SYTO™ 9 Green Fluorescent Nucleic Acid Stain	100 µl




빠르고 스마트한 완전 자동화 이미징 시스템

EVOS M7000

- 96well plate를 5분 이내 스캔 (3 channel)
- 다크룸이 필요 없는 컴팩트한 사이즈
- LED Light cube 를 광원으로 사용하여 항상 동일한 강도로 시그널 관찰
- Live Cell Imaging 및 Time-lapse 기능으로 장시간 세포배양 모니터링 기능

* 페이지에 제품번호가 기재된 제품만 행사 적용 품목입니다.

Protein Analysis



• Protein Gel Electrophoresis Casting & System

제품번호	제품명	Unit
NW2000	Mini Gel Tank and Blot Module Set	1 set
A25977	Mini Gel Tank	1 unit
B1000	Mini Blot Module	1 unit
HC1000SR	SureCast™ Gel Handcast Bundle A - Hardware and Reagents	1 kit
HC1000S	SureCast™ Gel Handcast Bundle B - Hardware Only	1 kit

• Precasting Gels

구분	제품번호	제품명	Unit
 NuPage Bis-Tris Plus Gels	NP0301BOX	NuPAGE™ 10% Bis-Tris Gels, 1.0 mm 10 well	10 gels (1 box)
	NP0321BOX	NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Gels, 1.0 mm 10 well	10 gels (1 box)
	NP0322BOX	NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Gels, 1.0 mm 12 well	10 gels (1 box)
	NP0323BOX	NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Gels, 1.0 mm 15 well	10 gels (1 box)
	NP0335BOX	NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Gels, 1.5 mm 10 well	10 gels (1 box)
	NP0336BOX	NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Gels, 1.5 mm 15 well	10 gels (1 box)
	NP0341BOX	NuPAGE™ 12% Bis-Tris Gels, 1.0 mm 10 well	10 gels (1 box)
	NP0342BOX	NuPAGE™ 12% Bis-Tris Gels, 1.0 mm 12 well	10 gels (1 box)
	NP0343BOX	NuPAGE™ 12% Bis-Tris Gels, 1.0 mm 15 well	10 gels (1 box)
 Bolt Bis-Tris Plus Gels	NW04120BOX	Bolt 4-12% Bis-Tris Plus Gels, 10 Well	10 gels (1 box)
	NW04122BOX	Bolt 4-12% Bis-Tris Plus Gels, 12 Well	10 gels (1 box)
	NW04125BOX	Bolt 4-12% Bis-Tris Plus Gels, 15 Well	10 gels (1 box)
	NW04127BOX	Bolt 4-12% Bis-Tris Plus Gels, 17 Well	10 gels (1 box)
	NW00100BOX	Bolt™ 10%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 10-well	10 gels (1 box)
	NW00102BOX	Bolt™ 10%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 12-well	10 gels (1 box)
	NW00105BOX	Bolt™ 10%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 15-well	10 gels (1 box)
	NW00120BOX	Bolt™ 12%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 10-well	10 gels (1 box)
	NW00122BOX	Bolt™ 12%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 12-well	10 gels (1 box)
	NW00125BOX	Bolt™ 12%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 15-well	10 gels (1 box)
	NW00080BOX	Bolt™ 8%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 10-well	10 gels (1 box)
	NW00082BOX	Bolt™ 8%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 12-well	10 gels (1 box)
	NW00085BOX	Bolt™ 8%, Bis-Tris, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 15-well	10 gels (1 box)

• Protein Gel Stain

제품번호	제품명	Unit
LC6060	SimplyBlue™ SafeStain	1 L
24590	GelCode™ Blue Stain Reagent	500 mL
24612	Pierce™ Silver Stain Kit	1 L

* 페이지에 제품번호가 기재된 제품만 행사 적용 품목입니다.

• Protein Electrophoresis Buffers and Reagents


제품번호	제품명	Unit
NP0001	NuPAGE™ MOPS SDS Running Buffer	500 mL
NP0002	NuPAGE™ MES SDS Running Buffer	500 mL
NP0004	NuPAGE™ Sample Reducing Agent (10X)	250 uL
NP0009	NuPAGE™ Sample Reducing Agent (10X)	10 mL
NP0005	NuPAGE™ Antioxidant	15 mL
NP00061	NuPAGE™ Transfer Buffer (20X)	1 L
NP0007	NuPAGE™ LDS Sample Buffer (4X)	10 mL
B0001	Bolt™ MOPS SDS Running Buffer (20X)	500 mL
B0002	Bolt™ MES SDS Running Buffer (20X)	500 mL
B0004	Bolt™ Sample Reducing Agent (10X)	250 uL
B0009	Bolt™ Sample Reducing Agent (10X)	10 mL
B0007	Bolt™ LDS Sample Buffer (4X)	10 mL
BT00061	Bolt™ Transfer Buffer (20X)	1 L

• Western Blot Consumable

제품번호	제품명	Unit
IB23001	iBlot™ 2 Transfer Stacks, nitrocellulose, Regular	10 stacks
IB23002	iBlot™ 2 Transfer Stacks, nitrocellulose, Mini	10 stacks
IB24001	iBlot™ 2 Transfer Stacks, PVDF, Regular	10 stacks
IB24002	iBlot™ 2 Transfer Stacks, PVDF, Mini	10 stacks
SLF1010	iBind™ Cards	10 cards
SLF2010	iBind™ Flex Cards	10 cards
SLF2020	iBind™ Flex Solution Kit	1 kit
PB7300	Power Blotter 1-Step™ Transfer Buffer (5X)	1 L
84731	Pierce™ 1-Step Transfer Buffer	1 L
PB7220	Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters, nitrocellulose, mini	20 stacks
PB7320	Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters, nitrocellulose, regular size	20 stacks
PB9220	Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters, PVDF, mini	20 stacks
PB9320	Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters, PVDF, regular size	20 stacks

• Western Blot Consumable

제품번호	제품명	Unit
LC5800	Novex® Sharp Pre-stained Protein Standards	2 x 250 uL
LC5925	SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard	500 uL
LC5602	MagicMark™ XP Western Protein Standard	250 uL



Cell Culture

• FBS (Fetal Serum Bovine)

Gibco Certified FBS?

QC test결과 뿐만이 아니라 원료관리부터 blood 수집, 제품공정, 국내법, 통관, 검역, 저장, 운송, 서비스까지 모든 과정이 검증된 FBS 입니다.



제품번호	제품명	Unit
16000044	Gibco™ Certified FBS US Origin	500ml

• Basal Media

Consistent cell growth. Less serum. Lower cost.

오랜 시간 동안 뛰어난 품질로 고객의 신뢰를 받고 있는 Gibco® 세포 배양 배지 제품군에는 다양한 포유류 세포 및 세포주의 성장과 유지를 지원할 수 있는 다양한 제품들이 있습니다.



제품번호	제품명	Unit
11095098	MEM	10 x 500mL
12561072	MEM α, no Nucleosides	10 x 500mL
12571071	MEM α, Nucleosides	10 x 500mL
32561102	MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides	10 x 500mL
11320082	DMEM/F-12	10 x 500mL
11330057	DMEM/F-12, HEPES	10 x 500mL
11875119	RPMI 1640 Medium	10 x 500mL
22400105	RPMI 1640 Medium, HEPES	10 x 500mL
11885092	DMEM, Low Glucose, Pyruvate	10 x 500mL
11965118	DMEM, High Glucose	10 x 500mL
11995073	DMEM, High Glucose, Pyruvate	10 x 500mL
12440061	Iscove S Modified Dulbecco Medium	10 x 500mL



Green features



Gibco media bottles

Green benefits

- **더 적은 원재료 사용** : 39% 적은 재료를 사용하여 제품을 생산합니다.
- **지속가능성** : 재활용이 용이한 자재를 사용합니다.
- **이산화탄소 배출 감소** : 배송 시 적은 화석연료를 사용하여 이산화탄소 배출을 줄이고 있습니다.

* 페이지에 제품번호가 기재된 제품만 행사 적용 품목입니다.

Reverse Transcriptase

• Invitrogen™ SuperScript IV & RevertAid

단일 가닥 RNA를 템플릿으로 사용하는 cDNA의 전사 효소.

cDNA는 PCR 증폭, cDNA 라이브러리 구성, RNA 염기서열 분석 등의 템플릿으로 사용할 수 있습니다.

샘플에서 적은 RNA까지 검출하고 전체 cDNA의 높은 수율을 얻는 데 탁월한 SuperScript, 효율적이고 경제적인 RevertAid 제품입니다.



제품번호	제품명	Unit
18064022	Superscript II RNASE H	2000 Unit
18064014	Superscript II Reverse Transcriptase	10000 Unit
18064071	Superscript II Reverse Transcriptase	4 x 10,000 units
11904018	Superscript 1ST STRAND System for RT-PCR	50 rxn
10928042	Superscript One Step RT-PCR with PLATINUM TAQ	100 rxn
11754050	Superscript VILO CDNA Synthesis KIT	50 rxn
11755050	Superscript VILO Mastermix	50 rxn
11755250	Superscript VILO Mastermix	250 rxn
18080093	Superscript III Reverse Transcriptase	2,000 units
18080044	Superscript III Reverse Transcriptase	10,000 units
18080085	Superscript III Reverse Transcriptase	4 x 10,000 units
18080051	Superscript III First-Strand Synthesis System	50 rxn
11752050	Superscript III First-Strand Synthesis SuperMix for qRT-PCR	50 rxn
11752250	Superscript III First-Strand Synthesis SuperMix for qRT-PCR	250 rxn
12574018	Superscript III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq DNA Polymerase	25 rxn
12574026	Superscript III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq DNA Polymerase	100 rxn
12574030	Superscript III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq High Fidelity DNA Polymerase	25 rxn
12574035	Superscript III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq High Fidelity DNA Polymerase	100 rxn
18080400	Superscript III First-Strand Super Mix	50 rxn
18080200	Superscript III CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit	25 rxn
18080300	Superscript III CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit	100 rxn
18090010	Superscript IV Reverse Transcriptase	2000 units
18090050	Superscript IV Reverse Transcriptase	10,000 units
18090200	Superscript IV Reverse Transcriptase	4 x 10,000 units
18091050	Superscript IV 1st Strand System	50 rxn
18091200	Superscript IV 1st Strand System	200 rxn
18091150	Superscript IV System with ezDNase	50 rxn
18091300	Superscript IV System with ezDNase	200 rxn
12594025	Superscript IV 1-Step System	25 rxn
12594100	Superscript IV 1-Step System	100 rxn
12595025	Superscript IV One-Step RT-PCR System with ezDNase	25 rxn
12595100	Superscript IV One-Step RT-PCR System with ezDNase	100 rxn
11756050	Superscript IV VILO Mastermix	50 rxn
11756500	Superscript IV VILO Mastermix	500 rxn
11766050	Superscript IV VILO Mastermix W/ ezDNase	50 rxn
11766500	Superscript IV VILO Mastermix W/ ezDNase	500 rxn
11750150	Superscript IV CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit	50 rxn
11750350	Superscript IV CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit	500 rxn
11750550	Superscript IV CellsDirect™ Lysis Reagents	500 rxn
EP0441	RevertAid Reverse Transcriptase (200 U/μL)	10,000 units
EP0442	RevertAid Reverse Transcriptase (200 U/μL)	5X10,000 units
EP0451	RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μL)	10,000 units
EP0452	RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μL)	5X10,000 units
K1621	RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit	20 rxn
K1622	RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit	100 rxn

* 페이지에 제품번호가 기재된 제품만 행사 적용 품목입니다.

DNA Polymerase

• Invitrogen™ Platinum / Dream Taq / Phusion

DNA 중합효소는 PCR 과정에 중요한 요소입니다. 새로운 DNA 가닥을 합성하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 최적의 결과를 얻기 위해서는 고품질 효소와 시약을 사용하는 것이 중요합니다.

Platinum II Taq은 PCR과정에 꼭 필요한 기능들이 모두 포함되어 있는 만능 제품입니다



제품번호	제품명	Unit
10966018	Platinum Taq DNA Polymerase	120 rxn
10966026	Platinum Taq DNA Polymerase	300 rxn
10966034	Platinum Taq DNA Polymerase	600 rxn
11304011	Platinum Taq High Fidelity	100 rxn
11304029	Platinum Taq High Fidelity	500 rxn
11966034	Platinum Taq Green HS DNA Polymerase	600 rxn
12532016	Platinum PCR Supermix High Fidelity	100 rxn
12351010	Platinum SuperFI DNA Polymerase	100 rxn
12351050	Platinum SuperFI DNA Polymerase	500 rxn
12358010	Platinum SuperFI Master Mix	100 rxn
12358050	Platinum SuperFI Master Mix	500 rxn
12361010	Platinum SuperFI II DNA Polymerase	100 rxn
12361050	Platinum SuperFI II DNA Polymerase	500 rxn
12368010	Platinum SuperFI II Master Mix	100 rxn
12368050	Platinum SuperFI II Master Mix	500 rxn
12369010	Platinum SuperFI II Green Master Mix	100 rxn
12369050	Platinum SuperFI II Green Master Mix	500 rxn
13000012	Platinum HS PCR 2X Master Mix	50 rxn
13000013	Platinum HS PCR 2X Master Mix	200 rxn
13001012	Platinum Green HS PCR 2X Master Mix	50 rxn
13001013	Platinum Green HS PCR 2X Master Mix	200 rxn
13000014	Platinum Green HS PCR 2X Master Mix	1,000 rxn
14000012	Platinum II PCR Master Mix (2X)	50 rxn
14000013	Platinum II PCR Master Mix (2X)	200 rxn
EP0701	DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL)	200 units
EP0702	DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL)	500 units
EP0703	DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL)	5 X 500 units
EP0705	DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL)	10 X 500 units
K1071	DreamTaq PCR Master Mix (2X)	200 rxn
K1072	DreamTaq PCR Master Mix (2X)	1,000 rxn
EP0711	DreamTaq Green DNA Polymerase (5 U/μL)	200 units
EP0712	DreamTaq Green DNA Polymerase (5 U/μL)	500 units
EP0713	DreamTaq Green DNA Polymerase (5 U/μL)	5 X 500 units
K1081	DreamTaq Green PCR Master Mix (2X)	200 rxn
K1082	DreamTaq Green PCR Master Mix (2X)	1,000 rxn
F530S	Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/μL)	100 rxn
F530L	Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/μL)	500 rxn
F548S	Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix	100 rxn
F548L	Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix	500 rxn
F549S	Phusion Hot Start II DNA Polymerase (2 U/μL)	100 rxn
F549L	Phusion Hot Start II DNA Polymerase (2 U/μL)	500 rxn

* 페이지에 제품번호가 기재된 제품만 행사 적용 품목입니다.

• Sample prep & Gateway Cloning

제품번호	제품명	Unit
11789020	Gateway® BP Clonase® II Enzyme mix	20 reactions
11791020	Gateway® LR Clonase® II Enzyme mix	20 reactions
11791100	Gateway® LR Clonase® II Enzyme mix	100 reactions
K240020SP	pENTR™/D-TOPO® Cloning Kit	20 reactions
K250020	pCR®8/GW/TOPO® TA Cloning Kit	20 reactions
15596018	TRIzol® Reagent	200 mL
15596026	TRIzol® Reagent	100 mL
10296010	TRIzol® LS Reagent	100 mL
10296028	TRIzol® LS Reagent	200 mL
AM9738	TRI Reagent®	100 mL
A33248	Phasemaker™ Tubes	100 tubes
10503027	DNAzol® Reagent	100 mL
AM1560	mirVana™ miRNA Isolation Kit, with phenol	40 preps
AM1561	mirVana™ miRNA Isolation Kit, without phenol	40 preps
AM1975	RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation Kit for FFPE	40 preps
AM1340	mMESSAGE mMACHINE® SP6 Kit	25 rxn
AM1334	MEGAscript® T7 Kit	40 rxn
AM1344	mMESSAGE mMACHINE® T7 Kit	25 rxn
AM1345	mMESSAGE mMACHINE® T7 ULTRA Kit	10 rxn
AM1354	MEGAscript™ T7 Kit	25 rxn
AM7020	RNAlater® RNA Stabilization Solution without manual	100 mL
AM7021	RNAlater® RNA Stabilization Solution	500 mL
AM7024	RNAlater® RNA Stabilization Solution	250 mL
A36570	MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit	1 kit
A31881	MagMAX™ FFPE DNA/RNA Ultra Kit	1 kit
A29319	MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit	1 kit
A27828	MagMAX™ mirVana™ Total RNA Isolation Kit	96 rxn
A50696	SpeciMAX™ Saliva Collection Kit	400 kits
61011	Dynabeads® mRNA DIRECT™ Kit	5 ml
65601	Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1	2 ml
65001	Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1	2 ml
10004D	Dynabeads® Protein G for Immunoprecipitation	5 ml
10002D	Dynabeads® Protein A for Immunoprecipitation	5 ml
12321D	DynaMag™-2 Magnet	1 each

* 페이지에 제품번호가 기재된 제품만 행사 적용 품목입니다.



Learn more at [thermofisher.com](https://www.thermofisher.com)

Thermo Fisher Scientific Korea 써모 피셔 사이언티픽
서울시 강남구 광평로 281 수서 오피스빌딩 12층, 06349 | 대표번호 : 1661-9555

ThermoFisher
SCIENTIFIC