


KnockOut(KO) validated Antibody 할인 행사

행사 기간 : 2023.02.01~2023.03.31



생명과학 분야의 많은 연구는 Antibody의 특이성이 다르기 때문에 같은 결과를 재현할 수 없습니다. Target Protein이 제거(KO)된 샘플과 정상 수준으로 발현된 샘플을 비교하는 것은 Antibody의 특이성을 보장하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. (Uhlen et al., 2016)

Antibody, 이제는 믿고 쓰세요!
Target 특이성이 검증된
[KO validated] antibody를
30% 할인가로 만나보세요!




ABclonal의 [KO validated] Antibody는 어떻게 검증되나요?



- Step 1. CRISPR/Cas9를 이용하여 Target protein을 암호화하는 유전자 불활성화
- Step 2. 유전자 편집으로 인해 target protein이 제거(KO)된 샘플 생산
- Step 3. Target KO 샘플을 negative control로 항체의 특이성을 검증

A19038 [KO Validated] Cyclin D1 Rabbit mAb


Application : WB, IHC, IF, IP
Reactivity: Human, Mouse, Rat



Immunohistochemistry of paraffin-embedded human esophageal cancer using [KO Validated] Cyclin D1 Rabbit mAb (A19038) at dilution of 1:100

A7198 [KO Validated] LC3B Rabbit pAb


Application : WB, IHC, IF
Reactivity: Human, Mouse, Rat



Immunohistochemistry of paraffin-embedded human stomach using LC3B antibody (A7198) at dilution of 1:100

A19104 [KO Validated] PTEN Rabbit mAb

Application : WB, IHC, IF, IP
Reactivity: Human, Mouse, Rat



Immunofluorescence analysis of NIH/3T3 cells using [KO Validated] PTEN Rabbit mAb (A19104) at dilution of 1:100

홈페이지에서 더 많은 [KO validated] antibody 관련 정보를 확인하실 수 있습니다. <http://abclonal.co.kr/ko-validated/>



Technology®
ABclonal
(주)에이비클로날 코리아



CiteAb

경기도 성남시 수정구 고등로3
현대지식산업센터 성남고등 A103호
Tel. 031-609-5901~5902
Email. info@abclonal.co.kr

[KO validated] Antibody Top Seller

Key: H(Human) M(Mouse) R(Rat) Mk(Monkey)

Catalog No.	Name	Gene ID	Applications	Reactivity
A11058	CDKN2A/p16INK4a	1029	WB, IP	H
A0950	ErbB3/HER3	2065	WB, IF	H, M, R
A18695	RhoA	387	WB	H, M
A5435	GARS	2617	WB, IHC, IF	H, M, R
A16800	Cyclin B1	891	WB, IHC, IF	H, M, R
A1162	HNRNPA2B1	3181	WB, IHC, IF	H, M, R
A0228	ERK1	5595	WB, IHC, IF	H, M, R
A11577	EGFR	1956	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A13506	Galectin 3/LGALS3	3958	WB, IF	H, M, R
A5829	HDAC8	55869	WB, IHC, IF	H, M, R
A19717	IRF3	3661	WB	H, M
A12410	CD44	960	WB, IHC, IF	H, M, R
A11250	SQSTM1/p62	8878	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A19030	CDX2	1045	WB, IHC, IF, IP	H, M
A5469	LITAF	9516	WB, IHC, IP	H, M
A6761	TAGLN2	8407	WB, IF	H, M
A7772	KDM5B	10765	WB, IF	H, M
A0887	BRG1/SMARCA4	6597	WB, IF	H
A5437	Glutamine Synthetase	2752	WB, IHC, IF	H, M, R
A17911	APP	351	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A19958	ANKRD52	283373	WB, IHC	H, M, R
A2570	PDCD4	27250	WB, IHC	H, M
A4035	PPP1CC	5501	WB, ChIP	H, M, R
A7198	LC3B	81631	WB, IHC, IF	H, M, R
A11282	LC3B	81631	WB, IHC, IF	H, M, R
A14996	LDL Receptor	3949	WB, IHC, IF	H, M, R
A1681	DNA Polymerase	5423	WB, IHC, IF	H, M
A5831	Lsh/HELLS	3070	WB, IP	H, M, R
A5835	PRMT2	3275	WB, IHC, IF	H, M, R
A1054	HK1	3098	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A15633	Bax	581	WB, IF	H, M, R
A16813	CDK4	1019	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A9202	RPL22	6146	WB, IHC, IF	H, M, R
A0094	CDK2	1017	WB	H, M, R
A18627	CTCF	10664	WB, IHC, IP, ChIP	H, M, R

Catalog No.	Name	Gene ID	Applications	Reactivity
A15400	PDCD10	11235	WB, IF	H, M, R
A16794	Caspase-3	836	WB, IHC, IF	H, M, R
A21191	Bedlin 1		WB, IF, IP	H, M, R
A19114	Smad2	4087	WB, IF, IP	H, M, R
A7634	CAST	831	WB	H, M, R
A0207	Bax	581	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A1184	PML	5371	WB, IHC	H, M, R
A1087	Hsp90β	3326	WB, IHC, IF	H, M, R, Mk
A19037	Cyclin B1	891	WB	H, M
A19604	ATG7	10533	WB, IHC, IP	H, M, R
A1247	EHMT2	10919	WB, IP	H, M, R
A8624	ITCH	83737	WB	H, M, R
A11040	Caspase-3	836	WB, IF	H, M, R
A19607	Vimentin	7431	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A7109	ANAPC5	51433	WB, IHC, IP	H, M, R
A19665	LC3B	81631	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A1214	RhoGDI	396	WB, IF	H, M, R
A13245	IDH1	3417	WB, IF, IP	H, M, R
A2186	MEK7	5609	WB, IF	H, M, R
A4466	PEPCK/PCK2	5106	WB, IF	H, M, R
A5635	α-Catenin	1495	WB, IHC, IP	H, M, R
A6869	XIAP	331	WB	H, M, R
A0561	SOX2	6657	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A1008	ROCK1	6093	WB, IHC	H, M, R
A1796	CSNK1E	1454	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A5941	CSDE1	7812	WB, IF, IP	H, M
A19051	FGFR2	2263	WB	H, M, R
A19121	SUMO1	7341	WB, IHC, IF	H, M, R
A19561	ERK1	5595	WB, IHC, IP	H, M, R
A19083	N-Cadherin	1000	WB, IHC, IF	H, M, R
A12445	CD168/RHAMM	3161	WB, IF	H
A0229	ERK2	5594	WB, IF	H, M, R
A0238	HDAC1	3065	WB, IHC, IF, IP	H, M, R
A1934	RAB27A	5873	WB, IF	H, M
A1222	SELENBP1	8991	WB, IF	H, M



무료 샘플 신청

아직 ABclonal Catalog Antibody를 사용해보시지 않으셨다면, 무료로 제공되는 샘플을 테스트 해보세요.

무료 샘플 신청 방법

1. ABclonal 홈페이지 회원가입 진행
2. 샘플 테스트를 원하시는 제품을 검색 후 제품번호 확인
3. 홈페이지 메뉴 중 "소식 - 이벤트" 페이지에서 진행중인 회원가입 이벤트 참여

- 무료샘플은 1차 항체에 한하며, 2차 항체/ Tag/ loading control은 제외됩니다.
- 무료샘플은 1인/계정 당 1개 제공 가능합니다.



ABclonal 홈페이지 바로가기
<http://abclonal.co.kr>