


mPAGE[®] Lux Casting System

3분 Gel 만들기

기존의 핸드캐스팅 워크플로



mPAGE Lux 워크플로



재현성 UP

Speed UP

3 Min

Simple

Stable

MERCK

MPAGE® LUX 캐스팅 시스템 및 BIS-TRIS 시약 키트

키트 설명	품목/수량	포함된 부품 번호	키트 카탈로그 번호
mPAGE® Lux 캐스팅 시스템, 1 mm*	mPAGE® Lux Curing Station (1) mPAGE® Lux 믹싱 튜브 (5) mPAGE® Gel Caster (2) mPAGE® Comb 1.0 mm, 10웰 (5) mPAGE® Comb 1.0 mm, 15웰 (5) mPAGE® Spacer plate 1.0 mm (5) mPAGE® Lux Masked Short Plate 10콤 (5) mPAGE® Lux Masked Short Plate 15콤 (5)	LUXGCS LUXMIXTB GCR2 C1M10W C1M15W MSPA10 LUXSHRTP10W LUXSHRTP15W	LUXCSYS-1M
mPAGE® Lux 캐스팅 시스템, 0.75 mm*	mPAGE® Lux Curing Station (1) mPAGE® Lux 믹싱 튜브 (5) mPAGE® Gel Caster (2) mPAGE® Comb 0.75 mm, 10웰 (5) mPAGE® Spacer plate 0.75 mm (5) mPAGE® Lux Masked Short Plate 10콤 (5)	LUXGCS LUXMIXTB GCR2 C75M10W MSPA75 LUXSHRTP10W	LUXCSYS-75M
mPAGE® Lux 캐스팅 시스템, 1.5 mm*	mPAGE® Lux Curing Station (1) mPAGE® Lux 믹싱 튜브 (5) mPAGE® Gel Caster (2) mPAGE® Comb 1.5 mm, 10웰 (5) mPAGE® Comb 1.5 mm, 15웰 (5) mPAGE® Spacer plate 1.5 mm (5) mPAGE® Lux Masked Short Plate 10콤 (5) mPAGE® Lux Masked Short Plate 15콤 (5)	LUXGCS LUXMIXTB GCR2 C15M10W C15M15W MSPA15 LUXSHRTP10W LUXSHRTP15W	LUXCSYS-15M
*NEMA 5-15P (YP12), CEE 7/7 (YP22), type G (YP61), YP18 또는 Type I (YP03) 플러그와 사용 가능합니다.			
키트 설명	품목/수량	포함된 부품 번호	키트 카탈로그 번호
mPAGE® Lux Bis-Tris 시약 키트	mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving solution (1) mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking solution (1) mPAGE® Lux Bis-Tris 희석용액 (1)	LUXRGTRS LUXRGTSK LUXRGTDIL	LUXRGTKIT



주식회사 케이바이오컴퍼니
KBIO COMPANY



(주) 케이바이오컴퍼니 강동지점

서울시 강동구 올림픽로 834 한강씨티라이프빌딩 2층

문의 02-427-3669 E-mail curebio@curebio.co.kr

카톡채널 ID: 큐어바이오