







3D Imaging 연구자를 위한 EVOS™ M5000 Stage View

- ✓ Semi-Automated 형광 현미경
- ✓ 전자동 Z축, Auto Focus, XYZ 3D이미지 가능
- ✓ Stage-tracking intelligence: 촬영 위치를 정확히 기억하여 다시 찾을 수 있는 기능
- ✓ Powerful On-board software-automated cell counting, cell confluency, transfection efficiency



Z-stack Max Intensity Projection



Stage View: 현재의 촬영 위치를 실시간으로 보여주며 지속적인 관찰이 필요한 경우 위치 정보를 저장할 수 있습니다.

Product

EVOS™ M5000 Stage View Imaging System

소비자가

53,000,000

프로모션

35,000,000 ~

* 프로모션 가격은 구성에 따라 조정될 수 있습니다.
* 2024/12/31 까지 적용됩니다.



더 많은 다양한 EVOS 현미경을 확인하고 싶으시다면 QR을 인식해보세요!

더 자세한 상담이 필요하다면 현미경 담당자에게 문의하세요.

youngha.lee@thermofisher.com

Junsung.kim@thermofisher.com

invitrogen


EVOS™ M3000

Objectively precise,
incredibly easy

The new EVOS M3000 Imaging System accurately
measures cell confluency for you in real time



- ✓ All in one 도립 형광 현미경- Simple user interface with touchscreen display
- ✓ Real-time cell confluency data
- ✓ 최대 2개 형광채널 및 1개 광학, 총 3개 채널 가능



	Product	소비자가	프로모션
위상차 현미경	EVOS™ M3000 Imaging System	13,100,000	9,500,000 ~
형광 현미경	EVOS™ M3000 FL Imaging System	25,842,000	18,000,000 ~



더 많은 다양한 EVOS 현미경을 확인하고 싶으시다면 QR을 인식해보세요!
더 자세한 상담이 필요하다면 현미경 담당자에게 문의하세요.
younggha.lee@thermofisher.com
Junsung.kim@thermofisher.com

* 프로모션 가격은 구성에 따라 조정될 수 있습니다.
* 2024/12/31 까지 적용됩니다.

Learn more at thermofisher.com

Thermo Fisher Scientific 씨모피셔 사이언티픽 솔루션 유한회사
서울시 강남구 광평로 281 수서 오피스빌딩 10층, 06349 | 대표번호 : 1661-9555

For Laboratory Use. © 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. We hereby disclose that this email communication is for commercial purposes.

invitrogen