



2025 하반기 특가 행사

Smart Spend 실험실 기초 장비 프로모션

올해 예산으로 내년 연구를 준비하세요

행사 기간 : ~ 2025년 12월 31일

pH, 전도도, DO 미터 | 추천 제품 모음



구매 바로가기

Pro Star Meter

실험실용 미터 Kit



정확하고 신뢰할 수 있는 pH, 전도도, 이온 농도 실험을 위한 Advanced 미터

- 고해상도 컬러 터치스크린 디자인
- 최대 30명의 사용자 ID, PW 설정이 가능한 User Management 기능
- 날짜, 시간 포함 파라미터당 최대 10,000개의 데이터 로그 저장 가능

Cat. No.	Description
PSTAR2115	Orion Pro Star PH211 pH/ORP bench meter standard kit
PSTAR2116	Orion Pro Star PH211 pH/ORP bench meter durable kit
PSTAR2118	Orion Pro Star PH211 pH/ORP bench meter micro kit
PSTAR2125	Orion Pro Star EC212 conductivity bench meter standard kit
PSTAR2126	Orion Pro Star EC212 conductivity bench meter pure water kit
PSTAR2156	Orion Pro Star PC215 pH/ion and conductivity bench meter pure water kit

STARA22, STARA32 series Meter

휴대용 미터 Kit



사용하기 쉽고 신뢰할 수 있는 STARA22 Series 휴대용 미터

- 현장에서 폭넓게 사용이 가능한 Advanced 미터
- 까다로운 환경의 현장 작업을 위한 방수 IP67 등급 하우징

다용도의 견고한 STARA32 Series 휴대용 미터

- 높은 정확도와 우수한 성능을 가진 Premium 미터
- 날짜, 시간 포함한 5,000개의 데이터 로그 저장 가능

Cat. No.	Description
STARA2215	Orion Star™ A221 pH Portable Meter
STARA2225	Orion Star™ A222 Conductivity Portable Meter
STARA3215	Orion Star™ A321 pH Portable Meter
STARA3225	Orion Star™ A322 Conductivity Portable Meter
STARA3226	Orion Star™ A322 Conductivity Portable Meter
STARA3235	Orion Star™ A323 Dissolved Oxygen Portable Meter

Lab Star Meter

실험실용 미터 Kit



경쟁력 있는 기능과 합리적인 가격의 Basic 미터

- 고장이 적은 멤브레인 키패드
- 3년 미터 워런티

Cat. No.	Description
LSTAR1115	Orion Lab Star PH111 Bench pH Meters
LSTAR1125	Orion Lab Star EC112 Conductivity Bench Meters
LSTAR1135	Orion Lab Star DO Dissolved Oxygen Bench Meters



Orion pH Buffers and Standards

pH 버퍼 및 표준용액



1년중 가장 합인

정확한 pH, 전도도 측정을 위한 필수 Solution 25% 할인

- 측정의 정확도는 교정에 사용되는 pH buffer 및 standard의 정확도에 의해 결정됨
- pH buffer의 개봉 후 유효기간은 산성과 중성은 3개월, 염기성은 1개월 이내 교체 권장

Cat. No.	Description
810199	Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
910107	Orion™ pH Buffer Bottle
910168	Orion™ pH Buffer Bottle
910110	Orion™ pH Buffer Bottle
910112	Orion™ pH Buffer Bottle
910104	Orion™ pH Buffer Bottle
910425	Orion™ pH Buffer Individual Use Pouch
910410-WA	Orion™ pH Buffer Individual Use Pouch
910710	Orion™ pH Buffer Individual Use Pouch
910725	Orion™ pH Buffer Individual Use Pouch
911010	Orion™ pH Buffer Individual Use Pouch
911025-WA	Orion™ pH Buffer Individual Use Pouch
11008	100 μ S/cm conductivity standard



8302BNUMD, 8157BNUMD pH 전극

- ROSS 전극만의 reference system으로 긴 전극의 수명
- 탁월한 안정성, 신속한 반응, 정확하고 재현가능한 pH 측정 가능

013016MD 전도도 Probe

- 정제수, 주사용수 등 낮은 범위의 전도도를 측정가능한 프로브(측정 범위: 0.01 to 300 μ S/cm)

pH electrode & Conductivity Probe

pH 전극 & 전도도 프로브



Cat. No.	Description
8302BNUMD	Orion™ ROSS Ultra™ Glass Bodied pH/ATC Triode™
8157BNUMD	Orion™ ROSS Ultra™ Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
013016MD	Orion™ Two-Electrode Conductivity Cell



TSX Ultra Low Temperature Freezer

초저온냉동고



추가 할인 혜택

① Rack 할인 프로모션



Stainless steel sliding drawer racks

초저온냉동고 구매 고객 대상,
Rack 43% 할인!

② Light Bar 할인 프로모션



Light Bar

장비 상태에 따라 Light bar 색깔 변화로,
멀리서도 장비 상태 확인 가능!
초저온냉동고 구매 고객 대상,
Light Bar 40% 할인

80년 이상 고객 신뢰를 받고 있는 TSX ULT

- 7 인치 Full Touch Screen 인터페이스
- -86°C ~ -40°C : 폭넓은 온도 조절 옵션
- V-drive 냉각 기술을 장착하여, 챔버 내 온도 균일성이 좋고, 에너지 사용량은 낮으면서 에너지 효율은 좋음
- 챔버 내 9개 센서에서 1분마다 1번 온도 데이터를 기록하며 이를 USB 로 추출 가능
- 용량 대비 컴팩트한 사이즈로, 공간 활용에 좋음
- 44dB 미만의 저소음 장비
- 업계 최장 보증 기간 지원 (기본 5년 + 컴프레서 추가 7년)

Cat. No.	Description
TSX40086FA-ULTS	TSX Ultra-low Temperature Freezer, 547L
TSX50086FA-ULTS	TSX Ultra-low Temperature Freezer, 682L
TSX60086FA-ULTS	TSX Ultra-low Temperature Freezer, 815L
920090	Sliding Rack (2ml Vial CryoBox 전용)
TSXLBSM	TSX Light Bar (TSX400/500 모델 전용)
TSXLBLG	TSX Light Bar (TSX600/700 모델 전용)

Locator – LN2 Storage

액체질소보관용기



장기세포 보관을 위한 액체질소 보관용기, Locator

- 액체 질소의 증발을 최소화하여 운영비용을 절약해주는 고급 진공 단열 모델
- 저장용량은 극대화하면서, 공간 요구사항은 최소화시킨 컴팩트한 모델
- 최대 6000개의 시료를 경제적으로 보관 가능
- 잠금 장치가 있어 안전하게 샘플 보관 가능

Cat. No.	Description	2ml Vial capacity (ea)	LN2 Capacity (L)
CY50925	Locator Jr (w/o level Monitor)	1,600	60
CY50925-70	Locator Jr+ (w/o level Monitor)	2,000	71
CY50935	Locator 4 (w/o level Monitor)	3,600	111
CY50935-70	Locator 4+ (w/o level Monitor)	4,000	121
CY50985-70	Locator 6+ (w/o level Monitor)	6,000	184

TSG Refrigerator

실험실 냉장고



연구 시약의 까다로운 온도 조건을 충족하는 실험실 전용 냉장고

- 고객 예산을 고려한 합리적인 실험실 냉장고
- 에너지 사용량 적음 / 온도균일성 좋음 / 문 개폐 후 회복 시간 빠름
- 보관 샘플의 온도 변동을 최소화하여 샘플 성능 및 효능을 안전하게 유지 가능

Cat. No.	Description
TSG1205GD	TSG Refrigerator, 326L, Glass Door
TSG2305GD	TSG Refrigerator, 650L, Glass Door
TSG3005GD	TSG Refrigerator, 827L, Glass Door
TSG4505GD	TSG Refrigerator, 1297L, Glass Door
TSG5005GD	TSG Refrigerator, 1447L, Glass Door
TSG1205SD	TSG Refrigerator, 326L, Solid Door
TSG2305SD	TSG Refrigerator, 650L, Solid Door
TSG3005SD	TSG Refrigerator, 827L, Solid Door
TSG5005SD	TSG Refrigerator, 1447L, Solid Door

생물안전캐비닛/CO₂ 인큐베이터 | 추천 제품 모음



구매 바로가기

Bio Safety Cabinet 1500 series A2

생물안전캐비닛



샘플 보호 및 사용자 안전에 최적화된 A2 타입의 BSC

- 7인치 Full Touch Screen 인터페이스
모든 안전 성능을 간단한 터치 하나로 관리
- 효율적인 Dual DC 모터 설계 (75% 에너지 절감)
- UV 살균 타이머
- HEPA 필터 잔여 수명 카운팅
- SmartFlow™ with Digital Airflow Verification
실험실 및 샘플 안전성 극대화
- 이중 음압 벽으로 구성된 SmartPort™
안전하게 튜빙 / 케이블을 외부에서 연결

Cat. No.	Description
1574-FC	1500 series A2 type SUZ Class II BSC, 4ft (castor)
1579-FC	1500 series A2 type SUZ Class II BSC, 6ft (castor)
1574-F	1500 series A2 type SUZ Class II BSC, 4ft
1579-F	1500 series A2 type SUZ Class II BSC, 6ft

VIOS iDx 165 /255 CO₂ Incubator

프리미엄 세포 배양기



- 세포 성장을 위한 솔루션
- 특허받은 THRIVE™ active airflow 기술로 세포의 균일한 성장
- 우수한 챔버 환경 - HEPA 필터를 사용하여 5분 안에 ISO class 5 유지, Steri-Run 180°C 고온 멸균, 순도 높은 Copper 옵션을 통해 쉬운 오염 관리
- 터치스크린을 통한 편리한 조작성
- 특허 기술 - 180°C 고온에서 견딜 수 있는 고성능 RH compensated TC 센서
(or IR 센서 옵션 가능)

Cat. No.	Description
51036153	Vios iDx 165 230V SS TC
51036273	Vios iDx 255 230V SS TC

Heracell 150i / 240i CO₂ Incubator

세포 배양기



- 내부 전기 연마 304 Grade 스테인리스 스틸
- 90 °C 멸균기능으로 세포 오염 완벽 차단
- 42mm Access Port 제공으로 다양한 어플리케이션 적용 가능
- 4-20mA 데이터 연결 옵션 (BMS연동 가능)
- 터치스크린 모니터
- 악세서리 없이 적재 가능
- Inner door option: 3칸 / 6칸
- Water Pan 없이, 빠른 습도 관리

Cat. No.	Description
51032719	Heracell 150i Stainless Steel Chamber, TC센서
51032875	Heracell 240i Stainless Steel Chamber, TC센서

CO₂ Resistant Shakert

CO₂ 인큐베이터 전용 셰이커



- 최대 10kg (3mm) / 6kg (19mm) 샘플 하중
- 4-20mA Data Output
- 최대 CO₂ 20%, RH 99% 환경 조건
- 자석식 탈부착 외부 컨트롤 박스
- 스테인리스 재질로 부식 방지
- 다양한 액세서리로 광범위한 응용 분야
- Open Air에서 사용 가능

Cat. No.	Description
88881104	MAXQ 2000 CO2 Resistant Shaker PKG



Solaris Shaker – Open Air / Refrigeration / Incubation

셰이커 (냉장/인큐베이터 포함)



- 터치 스크린 디스플레이 (한글 지원)
- Orbit 자동 계산기 기능
- 99가지 프로그램 설정 기능
- 직관적인 인터페이스
- 다양한 종류의 액세서리 장착 가능
- 프로토콜 비밀번호 설정 기능
- 데이터 모니터링 알람 설정 기능
- 중량 초과 감지 센서
- GLP/GMP 호환성을 제공

Cat. No.	Description
SK2000	Solaris Small Open Air Shaker
SK4000	Solaris Large Open Air Shaker
SK2002	Solaris 2000 R Small Incubated and Refrigerated Benchtop Orbital Shaker with 11"x14" platform
SK4002	Solaris 4000 R Large Incubated and Refrigerated Benchtop Orbital Shaker with 18"x18" platform

Heratherm Environmental Chamber

안정성 챔버



- Peltier 기술로 에너지 소비량 감소
- 쉬운 프로그래밍: 온도 사이클 or Process duration (공정 기간)
- FDA 21 CFR Part 11 : 전자 문서화
- 샘플과 공정 보호
- User ID를 통한 접근 수준 제한
- Standard door lock or Optional automated door lock을 통한 접근 제한
- 다양한 알람 옵션 (공정 중 문제발생 예방을 위함)

Cat. No.	Description
ESG750	Stability chamber 750L, glass
ESS750	Stability chamber 750L, solid
EIG750	Incubation Chamber 750L, glass
EIS750	Incubation chamber 750L, solid

Intellistack Shaker

대용량 셰이커 (CO2/인큐베이터)



- 온도범위: 4 – 60°C
- 최대 CO2 20%, RH 90% 설정 가능
- 최대 20kg 샘플 하중
- USB, Ethernet Data Output
- 다양한 종류의 액세서리 장착 가능
- 데이터 모니터링 알람 설정 가능
- 5 L 플라스크 최대 8개 까지 shaking 가능
- 최대 3개의 shaker를 쌓아 공간 활용성 최대화

Cat. No.	Description
8892620D	IntelliStack™ CO2 Incubator Shaker
8882620D	IntelliStack™ Incubator Shaker

Heratherm Incubator / Oven

미생물 /일반배양기/실험용 오븐



Convection

- Mechanical convection : 다양한 응용 프로그램을위한 이중 대류
- Gravity convection : 샘플의 건조를 최소화하며 부드러운 대류

Cat. No.	Description
51028130	INCUBATOR GP 60L 230V – IGS60
51028131	INCUBATOR GP 100L 230V - IGS100
51028133	INCUBATOR GP 180L 230V - IGS180
51028134	INCUBATOR AP 100L 230V - IMH100
51028135	INCUBATOR AP 180L 230V - IMH180

Cat. No.	Description
51028140	OVEN GP 100L 230V - OGS100
51028141	OVEN GP 180L 230V - OGS180
51028148	OVEN GP 60L 230V - OMS60
51028149	OVEN GP 100L 230V - OMS100
51028150	OVEN GP 180L 230V - OMS180

테이블탑 / 플로어 원심분리기 | 추천 제품 모음



구매 바로가기

Microcentrifuge

마이크로 원심분리기



PCR tube, Microtube, 5 mL tube, Hematocrit 사용 가능
다양한 Rotor 호환으로 여러 어플리케이션에 적용 가능

- Polypropylene 신소재 Rotor 적용
 - 핸들링 용이 / 가속 및 감속 시간 감소
 - 에너지 소비 감소 : 40% less
- ClickSeal™ lid 적용으로 원터치로 로터 뚜껑 개폐 가능
- Dual rotor : Thermo only
 - 18 x 1.5/2.0 ml & 18 x 0.5 ml tube One step 분리 가능

Cat. No.	Description
75002438	LEGEND MICRO 17 230V, RUO
75002444	LEGEND MICRO 17R 230V, RUO
75002448	LEGEND MICRO 21R 230V, RUO

Tabletop Centrifuge

테이블탑 원심 분리기



최대 4L 까지 원심분리 가능한 테이블탑 냉장 원심분리기
0.2 ml 부터 1,000ml 까지 실험에 따른 다양한 튜브 적용
(Microtube, Conical tube, Bottle, microplate 등)

- 신소재 Carbon Fiver Rotor 선택 가능
ACE(누적원심효과) 기능으로 재현성있는 실험 결과 보장

Cat. No.	Description
75009824	SORVALL ST4R PLUS 220V
75009624	SORVALL ST4R PLUS-MD 220V
75009820	SORVALL X4R PRO 220V 60HZ
75009880	Sorvall ST1R Plus, 220-230 V
75009760	Sorvall X1R Pro, 220-230V

Superspeed Centrifuge

대용량 고속원심분리기



최대 29000 rpm. 100,000 xg
다양한 Rotor 호환으로 여러 어플리케이션에 적용 가능

- 친환경 CO2 냉매 사용 (업계 최초 친환경 원심분리기)
- Carbon Fiber 신소재 Fiberlite Rotor 적용
 - 15년 품질 보증과 30-50% 가벼운 핸들링
- 도구가 필요 없는(Tool-free) Auto-Lock Rotor 교체 시스템 적용
- Rotor 자동인식 장치
 - 터치스크린 방식 인터페이스
 - Fiberlite 손잡이 Bottle - Bottle 핸들링 용이

Cat. No.	Description
75008580	LYNX 4000 Superspeed Centrifuge
75008592	LYNX 6000 Superspeed Centrifuge
096-062375	F12-6X500 LEX ROTOR (LYNX)
096-062075	F14-6 X 250Y ROTOR (LYNX)
096-145075	F14-14X50 CY ROTOR (LYNX)

Sorvall WX+ Ultracentrifuge

초고속 원심분리기



최대 10만 rpm, RCF 100만 g-force 까지 설정하여 아주 작은
가벼운 물질 분리가 가능

- 신소재 Carbon Fiver Rotor 선택 가능
 - 안전한 실험 환경과 용이한 핸들링
- 조용한 구동소리 (51 dBA)
- LED Bar를 이용해 원거리 작동상태 모니터링
- ID Code 로 User 접근 컨트롤 (Optional 잠금기능)

Cat. No.	Description
75000100	WX100+ Ultracentrifuge
096-087051	Rotor Ultra F50L-8x39
096-087056	Rotor Ultra F37L-8x100


교육기관/관공서 기초 장비 무료 점검 Care day 신청하기

써모피셔 사이언티픽이 여러분의 연구실을 직접 찾아갑니다!

‘Care Day’는 현장에 부스를 설치하고, 주요 기초 장비를 전시하며 다양한 현장 이벤트와 유익한 서비스를 제공하는 특별한 행사입니다. 실험실 필수 장비, 현장에서 바로 점검받으세요!

여러분의 실험실에서 사용 중인 필수 기초 장비들을 현장에서 편리하게 점검받으실 수 있습니다.

무료 점검
서비스



현장방문 점검 신청 가능 장비



원심분리기



생물안전작업대



냉장/냉동고



pH미터, 전극



CO2 인큐베이터



QR 코드를 스캔하여
지금 바로 신청하세요!
유효기간 : ~ 2025.12.31

ThermoFisher Care Day 혜택



ThermoFisher 실험실
기초장비 체험하기



현장 Event 참여하고 다양한
상품 받기



pH미터 점검 및 캘리브레이션
서비스 받기



부스 방문하고, 맛있는
간식 받기



Learn more at thermofisher.com

Thermo Fisher Scientific 써모피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
서울시 강남구 광평로 281 수서 오피스빌딩 10층, 06349 | 대표번호 : 1661-9555

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.