

2019년 하반기 기기 Big Sales

Max 50% OFF

* 한정 수량 적용



Attune NxT Flow Cytometer

- * 2 Laser : Blue/Red, Blue/Yellow
- * 시간 단축 - 타사 장비보다 10배 빠른 분석
- * 높은 민감도 - 1,000 ul/min sample rate
- * Clogging 최소화
- * 자동 처리/분석 - autosampler 사용시 40분내에 96개 sample 자동 처리 및 분석

EVOS M5000 Cell Imaging System

- * 암실이 필요없는 형광현미경
- * 4X, 10X, 20X, 40X, 40X (cover slip)
- * DAPI, GFP, RFP 형광필터



Muse Cell Analyzer

- * 1 Laser(green), 2 colors (yellow, red), FSC
- * 신속하고 정확한 데이터 출력
- * assay 별로 측정 Kit 사용
- * 두개의 형광으로 염색하여 dead cell과 viable cell 구분 가능
- * application : cell health & immunology
apoptosis & cell signaling assay 분야



(주) 큐어바이오

주문/상담 : 02-427-3669 / www.curebio.co.kr