

당신의 세포는 안녕하십니까?

- 세포가 잘 자라지 않는데 원인을 모르겠어요.
- 세포 모양이 전과 조금 달라졌어요.
- Transfection 효율이 안 좋는데 원인을 못 찾겠어요.
- 실험 결과가 들쭉날쭉해요.



MB minerva
biolabs®

Made in Germany
Highest Quality Products
Highest Performance

하시는 분들~!! **마이코플라스마(Mycoplasma) 오염 여부는 확인해 보셨나요?**

마이코플라스마는 크기가 1µm 이하로 매우 작아서 일반 현미경으로는 식별이 불가능합니다.
세포벽이 없어서 penicillin과 같은 세포벽 생성 저해제를 처리하여도 예방에 효과가 없습니다.

그래서!! 준비했습니다.

높은 수준의 품질을 자랑하는 **Minerva Biolabs** 제품으로 감염 여부를 확인하시고, 미리 예방하세요!

Mycoplasma Detection Kit

1. PCR(or qPCR) 기술로 빠르고 안정적이며, 3시간 이내에 모든 detection 완료!
2. Mycoplasma, Acholeplasma 및 Spiroplasma를 포함 110개 이상의 Mollicute종을 감지합니다.
3. 다양한 생물학적 contaminant부터 세포배양, 배지, 바이러스스톡 등과 연관된 모든 종을 감지합니다.
4. 내부 증폭조절 장치로 routine monitoring이 가능하면서 시간을 절약할 수 있습니다.



Product	Amount	Cat No.	Price
Venor®GeM OneStep Mycoplasma Detection Kit for qPCR (Pre-mixed)	25 Tests	11-8025	328,800
	50 Tests	11-8050	518,400
	100 Tests	11-8100	832,800
	250 Tests	11-8250	1,653,600
Venor®GeM Advance Mycoplasma Detection Kit for Conventional PCR (Pre-mixed)	24 Tests	11-7024	354,000
	48 Tests	11-7048	560,400
	96 Tests	11-7096	950,400
	240 Tests	11-7240	1,802,400
Venor®GeM Classic Mycoplasma Detection Kit for Conventional PCR (Only primer set / Taq 별도구매)	25 Tests	11-1025	313,200
	50 Tests	11-1050	475,200
	100 Tests	11-1100	758,400
	250 Tests	11-1250	1,510,800
Venor®GeM qEP Mycoplasma Detection Kit for qPCR Sample (Pre-mixed)	25 Tests	11-9025	580,800
	100 Tests	11-9100	1,681,200
	250 Tests	11-9250	3,310,800

Minerva Biolabs 행사제품을 **30만원 이상** 구매 시,
사은품으로 **스타벅스 2020년 다이어리**를 드립니다!

행사 기간 : 2019년 11월 01일 ~ 11월 29일



Mycoplasma Elimination Reagent

1. Fast : Mycoplasma를 2-3시간 이내 영구적으로 제거
2. Reliable : 영구 제균 비율 각각 약 90%, 100% (Gold)의 높은 정확도
3. Save to cells : 세포 독성이 없어, 치료 중 세포주의 형태 변화가 없습니다.
4. Not an antibiotic : 항생물질이 아니기에 저항위험 빈도가 낮습니다.
5. Highly effective : Mycoplasma를 단순 역제가 아닌 확실하게 제거하며,
Mollicutes에 속한 Spiroplasma, Achleoplasma 및 Ureaplasma 등에도 효과적
6. Universal cell lines : Only anti-mycoplasma agent 제품이므로,
virus stocks 뿐만 아니라 어떤 cell type에도 제한없이 적용이 가능합니다.



Product	Amount	Cat No.	Price
Mynox® Mycoplasma Elimination Reagent	2 treatments	10-0200	265,200
	5 treatments	10-0500	492,000
	10 treatments	10-1000	866,400
Mynox®Gold Mycoplasma Elimination Reagent	2 treatments	10-0201	355,200
	5 treatments	10-0501	705,600
	10 treatments	10-1001	1,230,000

WaterShield™ Waterbath와 CO₂ incubator 종류수의 미생물 번식 및 오염을 방지합니다.

1. No cell toxicity : 증발하지 않으므로 세포에 더욱 안전하며 인체에 무해합니다.
2. Broad inactivation range : 대부분의 bacteria, mycoplasma, protozoa, algae, fungi, yeast에 대하여 효과적입니다.
3. Easy to use : 탈염수(DW) 1L 당 1병(5ml)의 WaterShield™를 사용합니다.
4. Stability : 약 4주 동안 사용 가능합니다. 제품의 파란 색깔이 지시자 역할을 하며, 색이 얼어지거나 bioburden이 증가할 때 새로운 물로 교체합니다.



Product	Amount	Cat No.	Price
WaterShield™ Water Disinfection Additive, 200X	15 x 10 ml	15-3015	192,000
	3 x 50 ml	15-3020	192,000
	500 ml	15-3050	523,200

Mycoplasma Off™

1. Broad applicability : Safety cabinets, pipettes, cell storage boxes 및 기타 실험실 장비에 적용 가능합니다.
2. Outstanding safety : Alcohol-based. 부식 시키지 않으며 발암 물질이 들어있지 않습니다.
3. Rapid : 수 초 내에 mycoplasma를 제거합니다.



Product	Amount	Cat No.	Price
Mycoplasma Off™ Mycoplasma Disinfectant Spray for Surfaces	1000 ml spray bottle	15-1000	120,000



(주) 큐어바이오

서울시 강동구 올림픽로 834 한강씨티라이프빌딩 2층

제품문의 및 상담 02-427-3669 / curebio@curebio.co.kr