



End-Point PCR Travel Map

써모피셔가 선정한 최고의 여행지 Best 6
AmpliFly 일등석으로 제공합니다.

시약 및 소모품
15% 할인행사
(장비 제외, 특별가 확인)
기간: 5월 29일까지

cDNA Synthesis





* 어려운 샘플, 고성능Kit 필요하신 경우 **SuperScript™ IV** 문의하세요.

가장 경제적인 합성 제품! cDNA합성에 필요한 모든 materials가 전부 Kit 포함

RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit	Kit type	100 rxn	K1622
High-Capacity RNA-to-cDNA™ Kit	Mix type	50 rxn (500ul)	4387406

Master Mix 타입이며, 간단한 사용법 그리고 빠른 반응속도제공

DNA Amplification



HOT START 94°C

Hot Start PCR

Specificity를 높인 제품 (non-targeting template 증폭을 낮춤)

High-Fidelity PCR

Master Mix 타입,

빠른 합성 속도

High accuracy template가

만들어지기 때문에 cloning,

NGS와 같은 정확한 Sequence를

요구하는 application에

효율적인 제품.

(+Proofreading 기능 포함)

DreamTaq™ Hot Start PCR Master Mix		200 rxn	K9011
DreamTaq PCR Master Mix (2X)		200 rxn	K1071
DreamTaq Green PCR Master Mix (2X)	Loading dye 포함	200 rxn	K1081
Phusion High-Fidelity PCR Kit		200 rxn	F553L
Phusion Green Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix	Loading dye 포함	100 rxn	F566S
Phire Tissue Direct PCR Master Mix		250 rxn	F170S
Phire Plant Direct PCR Master Mix		250 rxn	F160S
Phusion Blood Direct PCR Master Mix		100 rxn	F175S

짧은 시간에 결과를 확인할 수 있으며, 간단한 protocol 제품
DNA ladder까지 포함되어 있어 완벽한 KIT! 다양한 sample type 사용 가능

PCR Plastics

가격, 편리함, 우수성 모두 검증된 제품

Non-skirted : cutting이 가능하며 경제적인 96well plate

Skirted : 안정적이며 사용이 편리한 96well plate

8Strips : Cutting하여 단일 tube 사용 가능

qPCR용으로 Clear/White
선택적으로 구매 가능



High	PCR Plate, 96-well, non-skirted	25 plates	AB0600
	PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck	25 plates	AB1400
	Tubes and Flat Caps, strips of 8	250 strips	AB1182
	Tubes, 0.2 mL, flat cap	1,000 tubes	AB0620
Low	PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted	25 plates	AB0700
	PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, white	25 plates	AB0700W
	Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, semi-skirted, low profile, clear wells	25 plates	AB2496
	Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, semi-skirted, low profile, white wells	25 plates	AB3496
	PCR Plate, 96-well, low profile, skirted	25 plates	AB0800
	PCR Plate, 96-well, low profile, skirted	150 plates	AB0800150
	PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, white	25 plates	AB0800W
	Low Profile Tubes and Ultra Clear Caps, strips of 8	250 strips	AB1770
	Low Profile Tubes (white) and Ultra Clear Caps, strips of 8	250 strips	AB1771
384well, Low	Armadillo PCR Plate, 384-well, clear, clear wells	50 plates	AB2384
	Armadillo PCR Plate, 384-well, clear, white wells	50 plates	AB3384
Seal	Adhesive PCR Plate Seals PCR	100 sheets	AB0558
	ABsolute qPCR Plate Seals qPCR	50 seals	AB1170
ThermoFisher Real-Time PCR 전용	MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL	125 strips	4316567
	MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL	125 strips	4358293
	MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips	300 strips	4323032
	MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate, 0.2mL	10 plates	N8010560
	MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL	10 plates	4346907
	MicroAmp™ Optical Adhesive Film	100 covers	4311971

사용가능한 대용장비
Applied Biosystems 7500,
quantStudio series,
Step one series

타브랜드 Thermal Cycler 호환 가능! 담당자에게 문의하세요.



Which instrument fits your needs?

ProFlex(#4484073)



- 사용자의 기호에 따라 sample block을 선택하여 사용 할 수 있으며, 각각의 sample block을 교체가능
- 사용가능한 Block
 - 3x32-well block (0.2ml well)
 - 96-well block (0.2ml well)
 - Dual 96-well block (0.2ml well)
 - Dual 384-well block (0.02ml well)
 - Dual flat block flat(open array plate): 최대 8개 / QS3Dchip: 최대 16개

*수인12-258호, 유전자증폭장치, ProFlex PCR System.

*본 제품은 의료기기이며, 사용시 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오.

SimpliAmp(#A24811)



- 8-inch 컬러 TFT LCD 디스플레이
- 정밀한 온도조절 (3different temperature): 각 stage별로 sample block 3개 zone의 annealing 온도를 다르게 지정 가능

*수인14-2799호, 유전자증폭장치, SimpliAmp Thermal Cycler.

*본 제품은 의료기기이며, 사용시 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오.

MiniAmp(#A37834) & MiniAmp Plus(#A37835)



- 모든 실험실의 필수 PCR Workflow에 적합한 컴팩트형
- 손쉬운 사용, 경제적인 장비
- 96-well Format
- Veriflex block (3zone): Only MiniAmp Plus
- MiniAmp Plus_Block Ramp Rate: 3.5°C/sec
- MiniAmp_Block Ramp Rate: 3.0°C/sec

*본 제품은 연구용입니다. 진단 목적으로 사용할 수 없습니다.

Veriti(#4375786)



- 6.5-inch 터치스크린을 통한 간편한 조작 가능
- 구체적인 온도 설정: VeriFlex 블록들은 6개의 Peltier blocks으로 구성되어 있다. 각각 블록에 구체적인 온도를 설정하고, 동시에 함께 구동


*수인12-258호, 유전자증폭장치, Veriti 96-Well Thermal Cycler.

*본 제품은 의료기기이며, 사용시 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오.




DNA Ladder

TriTrack DNA dye 사용하기 때문에
UV 없이 Real time으로 DNA migration 추적 가능.
Ready to use 방식이라 즉시 사용!



GeneRuler 1 kb DNA Ladder, ready-to-use	50ug	SM0313
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder, ready-to-use	50ug	SM1333
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use	50ug	SM0244
GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use	50ug	SM0324
GeneRuler 50 bp DNA Ladder, ready-to-use	50ug	SM0373



DNA Electrophoresis

Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System은 고속 실시간 핵산 분석과 고해상도 영상 캡처 기능이 결합되어 있어 매우 편리합니다.
이러한 일체형 디자인 덕분에 workflow 시간을 단축하고 더 빠른 과학적 발견을 이룰 수 있습니다.

- 고속 분석 : 샘플 로딩부터 영상 캡처까지 단 15분이면 완료
- 간편한 작동 : 대형 터치 스크린과 통합 운영체제를 사용한 직관적인 사용자 인터페이스
- 안전한 취급 : Invitrogen™ E-Gel™ precast gel cassette와 함께 사용할 시 유해 화학물질 취급 최소화

Precast Agarose gel이기에 즉시 사용이 가능하며,
시간까지 SAVE! Target Gene 확인용으로 많이
사용하는 제품!
SYBR Gold DNA stain이 있어 높은 감도를 자랑!
(다양한 이온과 용량으로 제공)

* 특별가를 확인하세요 cloning 전용 DNA 추출 Precast Gel	E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device	1 unit	G8100
	E-Gel™ Power Snap Camera	1 unit	G8200
	E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System	1 device, 1 camera	G8300
	E-Gel™ EX Agarose Gels, 1%	10 Gels	G401001
	E-Gel™ EX Agarose Gels, 2%	10 Gels	G401002
	E-Gel™ EX Agarose Gels, 4%	10 Gels	G401004
	E-Gel™ Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain, 1.2%	18 gels	G521801
	E-Gel™ Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain, 2%	18 gels	G521802
	E-Gel™ Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain (1.2%, 2%)	18 gels	G521801 G521802
	E-Gel™ SizeSelect™ Agarose Gels, 2%	10 Gels	G661012
3 E-Gel EX Invitrogen	E-Gel™ CloneWell™ Agarose Gels with SYBR Safe, 0.8%	10 Gels	G661818
	E-Gel™ 1 Kb Plus DNA Ladder	100 rxn	10488090
	E-Gel™ 50 bp DNA Ladder	100 rxn	10488099

"장비는 특별가를 문의하세요"

ThermoFisher
SCIENTIFIC

www.thermofisher.com

Thermo Fisher Scientific 써모피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층, 06349
대표번호 : 02-2023-0600