

신규브랜드 런칭기념 할인이벤트



큐어바이오가 Heathrow Scientific의 공식대리점이 되었습니다!

RF3000®

Pipette Controller

인체공학적 디자인의 균형잡힌 피펫



Soft-Coated Triggers
상하 방향이 표시되어 있는
버튼으로 부드럽게 작동합니다.

Universal Grip
오른손, 왼손 모두 편안한 그립감을 줍니다.

제품 특징

1. 편안하고 정확한 Pipetting
2. 리튬이온 전지 (교체 가능)
→ 빠른 충전 / 20시간까지 지속적인 사용
3. Low-battery indicator 및 충전 중에 사용 가능
4. Filter : PTFE, 25 mm diameter, 0.45 um
5. Pipette Nozzle : polypropylene, autoclavable
6. UV-resistant housing

- ※ Five-year warranty unit
- ※ One-year warranty rechargeable battery



5가지 색상의 Nose cones와
작은 피펫을 위한 Small adapter



3가지 작동모드(high, low, gravity)를
조절하고 LED를 통해 확인 가능



Magnetic Holder



피펫스탠드 및 충전거치대

Cat No.	Product	No. of Channels	Volume Range	소비자 가격	행사 가격
HS3000	RF3000® Pipette Controller	Single	1-100 mL	433,000원	340,000원

덤&덤&덤 이벤트!!

RF3000® Pipette Controller 를 구매하시는 분들께,
Heathrow Scientific의 알록달록 예쁜 랙을 증정해 드립니다! (①,②,③ Rack을 각 1개씩, 총 3개 증정)
색상은 랜덤으로 드립니다!



① 80-Well Microtube Rack
Cat# HS29025G



② 96-Well PCR Tube Rack
Cat# HS23461A



③ 96-Well Reversible Tube Rack
Cat# HS2345A

위 행사는 2020년 4월 30일까지 진행됩니다!



(주)큐어바이오

서울시 강동구 올림픽로 834 한강씨티라이프빌딩 2층

제품문의 02-427-3669 / curebio@curebio.co.kr

취급브랜드



카카오 채널 오픈 이벤트 CH

큐어바이오 x 카카오 채널
채널 추가 선착순 100명께
Floating Rack
10개를 드립니다!

CH 큐어바이오

1. 카카오 채널 검색창에 큐어바이오를 검색,
2. 채널 추가하신 후
3. 1:1 채팅창에 메시지를 남겨주시면 됩니다.