

더욱 새로워진 SYBR[®] 신제품 출시

SYBR[®] Select를 만나보세요.



신제품 SYBR Select Master Mix를 소개합니다.

Life Technologies의 신제품인 SYBR Select Master Mix는 Real-Time PCR 실험에서 가장 뛰어난 성능을 보여줄 것입니다. SYBR Select Master Mix는 아래와 같은 특징을 가지고 있습니다.

- **Specific** - 고 순도로 정제된 DNA polymerase를 사용하였으며 또한 특허 받은 hot start 방식을 이용하여 Primer의 dimer와 비특이적 반응을 최소화 하였습니다.
- **Reproducible and sensitive** - 다양한 조건에서 일정한 증폭 효율을 보여줍니다.
- **Bright** - 포함된 SYBR GreenER[™] dye는 기존 제품보다 더 밝습니다
- **Carry-over contamination control** - UDG를 포함하고 있어 Carry-over 오염을 방지 할수 있습니다.
- **Broad instrument compatibility** - 다양한 RT-PCR 장비에서 호환이 가능합니다.



샘플 신청하기

Cat. No.	Description
4472908	SYBR SELECT MASTER MIX, 5ML
4472942	SYBR SELECT MASTER MIX FOR CFX, 5ML

더 자세한 내용을 확인하고자 하는 경우 웹사이트를 방문하여 확인할 수 있습니다