



CUREBIO
CARE & CURE

BEST of THE BEST

Instrument Item Collection



(주) 큐어바이오

05238 서울시 강동구 올림픽로 834 (암사동)

T. +82-2-427-3669 • F. +82-2-427-3662 • E. curebio@curebio.co.kr

www.curebio.co.kr

CO2 Incubator



- o 151L
- o Air jacket
- o TC sensor

Heraeus BB15

ThermoFisher
SCIENTIFIC

CO2 Incubator




- o 150L
- o Air jacket
- o TC sensor
- o iCAN 터치스크린 컨트롤
- o Stainless steel/Copper 선택
- o 90°C 습식 멸균

Heracell 150i

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Biological Safety Cabinet



- o Class II, Type A2
- o 사이즈(W) : 1300 & 1900mm
- o 에너지 효율적 설계
- o 기울어진 전면, 저소음형

1376 & 1378

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Locator Plus System



- o 71L, 121L, 184L
- o Vial capa : 2000, 4000, 6000
- o 100홀 박스 사용

Locator Plus

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Ultra-Low Temperature Freezer



- o -50°C to -86°C
- o capa : 300, 400, 500, 600box
- o 빠른 온도 회복력
- o 터치스크린 데이터로깅 & 온도 맵핑 (TLE type)

TDE & TLE DeepFreezer

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Cell Counter



- o 일회용/재사용 슬라이드 가능
- o Trypan blue/형광 모드
- o 2개 형광필터 가능(FL 모델)
- o Autofocus, rapid capture
- o 업그레이드된 분석 알고리즘

Countess 3 / 3 FL

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Transfection System



- o 높은 transfection 효율
- o 모든 세포주에 동일한 reagent kit 사용
- o 터치스크린을 통해 조건 변경
- o 3-step protocol

Neon

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Cell Imaging System



- o 광학현미경
- o 모니터 일체형
- o 대물렌즈 4개 가능
- o mechanical stage로 업그레이드 가능

EVOS XL Core

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Cell Imaging System



- o 이미지 분석 소프트웨어 내장
- o 오토포커싱, Z-stack, 한번의 클릭으로 multi-channel 캡처
- o 고해상도 흑백카메라 및 LED 컬러 모드

EVOS M5000

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Cell Imaging System



- o live cell imaging 가능
- o 흑백 / 칼라 카메라 내장
- o 96well plate scan - 5분 이내
- o 강력하고 빠른 완전 자동화
- o 장시간 세포배양 모니터링 가능(옵션)

EVOS M7000

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Orion Star pH meter



- o 관련 제품 포함된 패키지 (전극, 스탠드, 시약, 케이블)
- o 급격한 온도 변화에 빠르게 감응하는 ROSS pH 전극
- o 유리 전극 또는 에폭시 전극

STARA2115 / STARA2116

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Spectrophotometer



- o DNA, RNA, 단백질 정량분석
- o 1~2ul 시료만으로도 가능
- o full-spectrum UV-VIS
- o 터치스크린 (ND-ONE)
- o cuvette 가능 모델 별도

ND-2000 / ND-ONE

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Purification System



- o DNA, RNA purification
- o 시료 처리량에 따른 모델 선택
- o 사용자 정의 프로토콜 가능
- o 용량에 따른 plate 선택
- o cell-free DNA 분리 최적화

KingFisher Duo/Flex

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Microplate reader



- o 흡광, 필터 타입
- o 405, 450, 620nm 필터 기본
- o 340 ~ 850nm 파장
- o shaking 가능
- o incubation 모델 별도

Multiskan FC

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Microplate reader



- o 흡광, Monochrome 방식
- o 200 ~ 1000 nm 파장
- o 다양한 microplate 사용
- o shaking & incubation 가능
- o μ Drop plate 사용 (옵션)

Multiskan SkyHigh

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Microplate reader



- o 흡광, Monochrome 방식
- o 200 ~ 999 nm 파장
- o 다양한 microplate 사용
- o shaking & incubation 가능 (EPOCH 2 모델)
- o TAKE3 plate 사용 (옵션)

EPOCH / EPOCH 2

BioTek

Multimode microplate reader



- o 흡광, 형광, 발광 모드
- o TRF, Alphascreen 모듈 선택
- o application에 따른 구성 설치
- o shaking & incubation 가능
- o License free

Varioskan LUX

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Multimode microplate reader



- o 흡광, 형광, 발광 모드
- o 형광 filter 방식 가능
- o all monochrome 구성 가능
- o plate 습기 발생 방지
- o shaking & incubation 가능

Synergy HTX/ H1

BioTek

Western Blot Imaging System



- o chemiluminescence blot protein gel, nucleic acid gel
- o fluorescence blot(FL1500 가능)
- o sample rotation, 자동포커스
- o 해상도 : 9.1MP 카메라

iBright CL1500 / FL1500

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Flow Cytometer



- o 레이저 4개까지 업그레이드
- o 1분에 1ml sample 처리 가능
- o 타사장비보다 10배 빠른 속도
- o 초당 35,000개 데이터 수집
- o PBMC 분석: No lysis & wash

Attune NxT

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Thermal Cycler



- o 한뼘 사이즈 compact 디자인
- o 96-well type
- o 3-zone veriflex block (Plus모델)
- o simulation mode 지원

MiniAmp / MiniAmp Plus

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Thermal Cycler



- o 96-well type
- o 3-zone veriflex block
- o 8인치 대화면 터치스크린
- o simulation mode 지원

SimpliAmp

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Thermal Cycler



- o sample block 선택 가능
- o 3x32-well block 추천
- o VeriFlex block
- o 독립적인 block 사용 가능
- o simulation mode 지원

ProFlex

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Real-Time PCR System



- o 48-well, 96-well 선택 (0.1ml)
- o 6-zone VeriFlex block (Plus 모델)
- o 3-color/48-well
- o 4-color/96-well
- o Fast / Standard 모드

StepOne/StepOnePlus

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Real-Time PCR System




- o 96-well (0.1ml, 0.2ml block 선택)
- o 1, 3, 5, 6, 7, 12K 모델
- o VeriFlex block
- o Fixed / Interchangeable block

QuantStudio

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Flow Cytometry



- o Laser-based fluorescence detection
- o 소형 자동 세포 분석기
- o assay별로 최적화된 kit 사용
- o counting, viability, apoptosis, cell cycle, oxidative, caspase assay

Muse Cell Analyzer

ThermoFisher
SCIENTIFIC

광학현미경



- o 세포 배양 관찰용 도립현미경
- o 4x, 10x, 20x, 40x 배율
- o LED 광원
- o 인체공학적 디자인
- o 카메라 별도

CKX53

OLYMPUS

Lab Water Purification System



- o 1/3차 통합 일체형 시스템
- o 1차수 : 8L / 16L 선택
- o 3차수 : 분당 최대 2L
- o UV lamp 기본 장착
- o IQOQ validation 가능

Milli-Q Direct 8 / 16

MERCK

Ultrasonic Processor



- o 세포파쇄, DNA/Chromatin shearing
- o 최적의 디지털 시스템
- o 200ul ~ 1000ml 시료 처리
- o 본체, tip/probe, 방음박스

Q55 / Q125

QSONICA
SONICATORS

냉장/냉동형 필터 시약장



- o 시약, 백신, 의약품 전문 보관
- o 냄새 없이 쾌적하고 안전
- o 저온보관용 냉장/냉동(가변)
- o 음성 경보 시스템
- o 냉장 전용 시약장 별도

IBK-1400RF

InfoBiotech
(주) 인포바이오테크