

2013

qPCR master mix siRNA & miRNA Promotion



TaqMan® Master mix & SYBR® master mix ■ Silencer® Select siRNA ■ miRNA mimic & inhibitor

Applied Biosystems®

Ambion®

qPCR과 RNAi 관련 제품 구매시 다양한 혜택을 받아보세요.

제품 구매시 받을 수 있는 혜택을 지금 바로 받아보세요.

행사 기간 : 2013년 9월 2일 부터 9월 27일 까지

life
technologies™



라이프 테크놀로지스에서는 연구자들의 다양한 실험에
알맞은 qPCR master mix와 siRNA 및 microRNA 관련
제품을 제공하고 있습니다.

**지금부터 라이프 테크놀로지스와 함께
향상된 결과를 얻어 보세요**



qPCR 실험에 따라 올바른 제품을 사용하여 최적의 결과를 얻어보세요.



라이프 테크놀로지스에서는 다양한 실험에 사용할 수 있는 qPCR master mix를 제공하고 있습니다. Detection chemistry, 범용 사용, 및 각각의 실험에 최적화 된 다양한 제품들을 여러분에게 제공하고 있습니다.

아래 표에서 귀하의 연구 목적에 맞는 제품을 선택하여 향상된 결과를 얻어 보세요.

qPCR master mix Selection guide

	Detection Chemistry에 따른 제품들		범용적으로 사용 가능한 제품들		Application에 최적화 된 제품들		
	TaqMan®	SYBR®	Standard cycling	Fast cycling	Gene Expression	Genotyping	HRM
TaqMan® Gene Expression Master Mix	●				●		
TaqMan® Genotyping Master Mix	●					●	
TaqMan® Universal PCR Master Mix II	●		●				
TaqMan® Universal PCR Master Mix	●		●				
TaqMan® PreAmp Master Mix	●		●				
TaqMan® Fast Advanced Master Mix	●			●			
TaqMan® GTXpress Master Mix	●			●		●	
TaqMan® Fast Universal Master Mix	●			●			
SYBR® Select Master Mix		●	●				
Power SYBR® Green Master Mix		●	●				
Fast SYBR® Green Master Mix		●		●			
MeltDoctor™ HRM Master Mix		●					●
TaqMan® Universal PCR Master Mix	●						
TaqMan® Gene Expression Master Mix	●						
TaqMan® Sample-to-SNP	●					●	

Buy 2 qPCR Master Mix, Get 1 free

qPCR Master Mix를 2개 구매하시면 1개를 무료로 드립니다.

Promotion items

제품 번호	제품명	소비자가
4472908	SYBR® SELECT Master mix- 5 mL each	468,000
4472918	SYBR® SELECT Master mix- 2 X 5 mL	899,000
4472919	SYBR® SELECT Master mix- 5 X 5 mL	2,085,000
4472920	SYBR® SELECT Master mix- 10 X 5 mL	3,961,000
4367659	Power SYBR® Green PCR Master Mix, 1-Pack (1 x 5 mL)	371,000
4368706	Power SYBR® Green PCR Master Mix, 2-Pack (2 x 5 mL)	759,000
4368702	Power SYBR® Green PCR Master Mix, 2-Pack (5 x 5 mL)	1,813,000
4367660	Power SYBR® Green PCR Master Mix, Bulk Pack (1 x 50 mL)	3,312,000
4309155	SYBR® Green PCR Master Mix, 1-Pack (1 x 5 mL)	363,000
4364344	SYBR® Green PCR Master Mix, 2-Pack (2 x 5 mL)	724,000
4364346	SYBR® Green PCR Master Mix, 2-Pack (5 x 5 mL)	1,559,000
4312704	SYBR® Green PCR Master Mix, 10-Pack (10 x 5 mL)	3,279,000
4385612	Fast SYBR® Green Master Mix 1-Pack	419,000
4385616	Fast SYBR® Green Master Mix 2-Pack	836,000
4385617	Fast SYBR® Green Master Mix 5-Pack	1,994,000
4385618	Fast SYBR® Green Master Mix 10-Pack (10 x 5 mL)	3,795,000
4410126	MeltDoctor™ HRM Positive Control Kit	613,000
4425557	MeltDoctor™ HRM Reagent Kit	768,000
4415440	MeltDoctor™ HRM Master Mix, 5 mL	613,000
4440038	TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG 1-Pack (1 x 5 mL)	394,000
4440044	TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG 2-Pack (2 x 5 mL)	786,000
4440045	TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG 2-Pack (5 x 5 mL)	1,877,000
4440046	TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG 2-Pack (10 x 5 mL)	3,571,000
4440040	TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG 1-Pack (1 x 5 mL)	374,000
4440047	TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG 1-Pack (2 x 5 mL)	749,000
4440048	TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG 1-Pack (5 x 5 mL)	2,582,000
4440049	TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG 1-Pack (10 x 5 mL)	3,394,000
4304437	TaqMan® Universal PCR Master Mix, 1-Pack (1 x 5 mL)	646,000
4369016	TaqMan® Gene Expression Master Mix, 1-Pack (1 x 5 mL)	334,000
4369514	TaqMan® Gene Expression Master Mix, 2-Pack (2 x 5 mL)	667,000
4369510	TaqMan® Gene Expression Master Mix, 2-Pack (5 x 5 mL)	1,590,000
4369542	TaqMan® Gene Expression Master Mix, 2-Pack (10 x 5 mL)	3,028,000
4371355	TaqMan® Genotyping Master Mix, 1-Pack (1 x 10 mL)	695,000
4381656	TaqMan® Genotyping Master Mix, 1-Pack (2 x 10 mL)	1,320,000
4371357	TaqMan® Genotyping Master Mix, 1 Bulk Pack (1 x 50 mL)	3,304,000
4391128	TaqMan® PreAmp Master Mix	1,230,000
4384267	TaqMan® PreAmp Master Mix Kit	1,723,000
4352042	TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix (2X), No AmpErase® UNG	338,000
4444557	TaqMan® Fast Advanced Master Mix (1 x 5 mL)	437,000
4444963	TaqMan® Fast Advanced Master Mix (2 x 5 mL)	1,287,000
4444964	TaqMan® Fast Advanced Master Mix (5 x 5 mL)	2,084,000
4444965	TaqMan® Fast Advanced Master Mix (10 x 5 mL)	3,967,000
4403311	TaqMan® GTXpress™ Master Mix, Mini-Pack (1 mL)	128,000
4401892	TaqMan® GTXpress™ Master Mix, 1-Pack (10 mL)	1,081,000
4401890	TaqMan® GTXpress™ Master Mix, 5-Pack (50 mL)	4,277,000
4401857	TaqMan® GTXpress™ Master Mix, 10-Pack, 100 mL (2 x 50 mL)	8,306,000



siRNA 연구의 모든 것을 제공합니다.

Silencer® Select pre-designed & Validated siRNA

**siRNA
SLIM
Package**

siRNA 제품을 Slim Package로 구매하시면
20% 할인 혜택을 제공 받을 수 있습니다.

2 Silencer® Select pre-designed siRNA + 1 Negative control
or
1 Silencer® Select Validated siRNA + 1 Negative control

Silencer® Select siRNA는 chemically modification을 통해 off-target effect를 최소화한 최적으로 디자인된 21mer로 구성되어 있습니다. 현재 siRNA 디자인의 알고리즘은 >80% 신뢰도로 70% knockdown 효율을 예상하고 있습니다.

Silencer® Select siRNA 디자인 알고리즘은 강력한 tool 을 이용하여 개발되었고, 표현형의 높은 efficiency% 를 기대하여 타사 siRNA 비해 100배 높은 효능을 자랑하고 있습니다. Silencer® Select Predesigned siRNA는 검증된 디자인을 기초로 한 silencing이 보장되는 반면, Silencer® Select Validated siRNA는 cell line 을 대상으로 테스트가 진행되며 efficiency 가 확인된 siRNA 입니다.

Promotion items

Pre-designed siRNAs

제품 번호	제품명	소비자가
4390771	Silencer® Select Pre-designed siRNA STD 5 mol	400,000
4427037	Silencer® Select siRNA INV STD 1 mol	167,000
4392420	Silencer® Select siRNA INV STD 5 mol	377,000

그 외 행사 적용 제품 :
4390817, 4390815, 4390816, 4390818, 4404014, 4404010, 4392421, 4392422

Validated siRNAs

제품 번호	제품명	소비자가
4427038	Silencer® Select siRNA Validated siRNA STD 1 nmol	207,000
4390824	Silencer® Select siRNA Validated siRNA STD. 5 nmol	555,000

그 외 행사 적용 제품 :
4390821, 4390822, 4407270, 4407267, 4390825, 4390826

Control

제품 번호	제품명	소비자가
4390843	Silencer® Select Negative Control 1 siRNA, 5nmol	281,000
4390846	Silencer® Select Negative Control 2 siRNA, 5nmol	281,000

그 외 행사 적용 제품 :
4390844, 4390847, 4404020



miRNA 연구의 모든 것을 제공합니다.

miRNA mimic inhibitor Package

miRNA 제품을 mimic/inhibitor Package로 구매
하시면 **20%** 할인 혜택을 제공 받을 수 있습니다.

2 mirVana miRNA Mimics + 1 Negative control
2 mirVana miRNA Inhibitor + 1 Negative control
or
2 Pre-miR miRNA Precursor + 1 Negative control
2 Anti-miR miRNA Inhibitor + 1 Negative control

mirVana™ Mimics과 Inhibitors는 mimic mature miRNA로 디자인되거나, endogenous miRNA 로 결합되어 억제되도록 디자인된 화학적으로 변형되거나 합성된 핵산입니다. 이 mirVana™ 제품들은 세포 시스템내에서 특정 miRNA의 역할을 기능적으로 연구하기 위하여 또는 목적유전자를 조절하는데 있어 miRNA의 역할을 검증하기 위한 수단으로 이용됩니다. mirVana™ miRNA Mimics과 Inhibitors는 *in vitro* 및 *in vivo*에 사용될 수 있고, 세포 기반 시스템에 사용하기 위해 Lipofectamine® RNAiMAX Transfection Reagent로 검증되었고, *in vivo* 전달을 위해 InvivoFectamine® 2.0 transfection 시약으로 검증되었습니다.

Promotion items

Oligos

제품 번호	제품명	소비자가
4464066	miRNA mimic 2.0 5 nmol	383,000
4464084	miRNA inhibitor 2.0 5 nmol	383,000

그 외 행사 적용 제품 :
4464067, 4464085

Controls

제품 번호	제품명	소비자가
4464058	miRNA mimic 2.0 Negative control #1 5 nmol	371,000
4464076	miRNA inhib 2.0 Negative control#1 5 nmol	371,000

그 외 행사 적용 제품 :
4464059, 4464077

Oligos

제품 번호	제품명	소비자가
AM17100	Pre-miR miRNA Precursor 5 nmol	360,000
AM17000	Anti-miR Inhibitor, 5 nmol	371,000

그 외 행사 적용 제품 :
AM17101, AM17001, AM17003

Controls

제품 번호	제품명	소비자가
AM17110	Pre-miR Neg Control #1, 5 nmol	371,000
AM17111	Pre-miR Neg Control #2, 5 nmol	371,000
AM17010	Anti-miR Neg Control #1, 5 nmol	371,000



그 외 행사 적용 제품 :
AM17011, AM17012

miRNA Starter Package

함께 구매하시면 **30%** 할인된 가격으로 만나볼수 있습니다.

TaqMan miRNA assay 관련된 3 제품을 지금 구매하시면 30% 할인

TaqMan miRNA Assay는 TaqMan chemistry를 이용하여 별도의 small RNA 분리없이 Total RNA에서도 mature miRNA만을 정량할 수 있도록 있도록 특이적으로 디자인된 RT primer와 real-time PCR primer&probe 입니다



Promotion items

제품 번호	제품명	소비자가
4366596	TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit, 200 Reactions	427,000
4440040	TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG 1-Pack (1 x 5 mL)	367,000
4427975	TaqMan® MicroRNA Assays	238,000



(유)라이프 테크놀로지스 코리아 대표전화 02 223 0600 팩스 02 223 0603 info.kr@lifetech.com

Invitrogen™	Applied Biosystems®	Gibco®	Molecular Probes®	Novex®	Ambion®	Ion Torrent™
-------------	---------------------	--------	-------------------	--------	---------	--------------

연구 목적으로 제한되며, 진단용으로 사용되지 않습니다. ©2013 Life Technologies Corporation. All rights reserved. 본 상표는 Life Technologies Corporation 또는 각 해당 소유주의 고유 자산입니다.

Trademarks of Life Technologies Corporation and its affiliated companies: AB [Design]®, Ambion®, Applied Biosystems®, SYBR®, Silencer, MeltDoctor™, Mirvana™
 TaqMan and AmpErase are registered trademarks of Roche Molecular Systems, Inc.
 LNA is a registered trademark of Exiqon A/S, Vedbaek, Denmark.
 All other trademarks are the sole property of their respective owners