



Thermo Plastic Hit Item EVENT

행사 기간 중 아래 제품 구매시 최대 20% 할인된 가격으로 구매하실 수 있습니다.

행사 기간 : 2013년 9월23일 부터 10월 31일까지

T-Flask 	Culture Dish 	Multi-Dish 	Chamber Slide 	Cryotube 
Microwell Plate 	Filtration 	Aerosol Resistant Tips 	PCR Tube 	Tips 



► Cell Cultureware

NUNC의 모든 세포 배양 용품에는 Nunclon delta 표면 처리가 되어 있어 세포가 부착하고 성장하는데 최적의 환경을 제공합니다.

EasYFlasks™

- Nunclon Delta 표면처리
- 인체공학적 디자인의 closure open system
- T-25, T-75, T-175 size
- Filter cap, vent/close cap

Dishes

- Nunclon Delta 표면처리
- Optically clear
- 35, 60, 100, 150 mm size

Multidishes

- Nunclon Delta 표면처리
- 4, 12, 24, 48well size
- Excellent optical quality
- well간 cross contamination 최소화

Nunc EasYFlasks with Filter or Vent/Close Caps

20% DC

Cat. No.	Culture Surface	Cap type	Culture Area, cm ²	No. per Pack	No. per Case
156367	Nunclon™ Delta treat	Filter	25	10	200
156499	Nunclon™ Delta treat	Filter	75	5	100
159910	Nunclon™ Delta treat	Filter	175	5	30
156340	Nunclon™ Delta treat	Vent/Close	25	10	200
156472	Nunclon™ Delta treat	Vent/Close	75	5	100
159920	Nunclon™ Delta treat	Vent/Close	175	5	30
159933	Nunclon™ Delta treat	Vent/Close	225	5	30

Nunc Flasks with Filter and Vent/Close Caps

20% DC

Cat. No.	Culture Surface	Cap type	Neck Style	Culture Area, cm ²	No. per Pack	No. per Case
178905	Nunclon™ Delta treat	Filter	Straight	80	1	32
178883	Nunclon™ Delta treat	Filter	Straight	175	1	32
156502	Nunclon™ Delta treat	Vent/close	Straight	175	4	32

Nunc™ Dishes, Cell Culture Dish

20% DC

Cat. No.	Style	Culture Area	Culture Surface	Working Volume	Outside Dia. x H	Vented	Units per pack/case
153066	With lid, airt	8.8cm ²	Nunclon™ Delta treated	3mL	35 x 10mm	Yes	10/500
150288	With lid, airt	21.5cm ²	Nunclon™ Delta treated	5mL	60 x 15mm	Yes	10/400
172958	With lid, airt	56.7cm ²	Nunclon™ Delta treated	12.5mL	100 x 20mm	Yes	10/480
168381	With lid, airt	145cm ²	Nunclon™ Delta treated	35mL	150 x 20mm	Yes	10/80

Nunc™ Dishes, Multi Culture Dish

20% DC


Cat. No.	Surface Culture	No of Wells	O.D., mm	Well Shape	Culture Area, cm ²	Working Vol., mL	No. per Pack	No. per Case
176740	Nunclon™ Delta treat	4	66x66	Round	1.9	1	4	500
140675	Nunclon™ Delta treat	6	128x86	Round	9.6	3	1	500
150628	Nunclon™ Delta treat	12	128x86	Round	3.5	2	1	400
142475	Nunclon™ Delta treat	24	128x86	Round	1.8	1	1	400
150687	Nunclon™ Delta treat	48	128x86	Round	1.1	0.5	1	400

Nunc™ Microwell Plates, Nunclon™ Delta Surface

20% DC

Cat. No.	Surface	Well Design	Color	Total Volume	Sterile	With Lid	Units per Pk/Cs	No. per Case
167008	Cell Culture	96 F	Clear	400uL	Yes	Yes	1/50	500
163320	Cell Culture	96 U	Clear	300uL	Yes	Yes	1/50	500

► NUNC Lab-Tek™



Cell culture on a slide - cell 을 키우기 위한 용기를 별도로 준비할 필요없이 slide에 culture가 가능합니다.

No cell transfer needed - cell staining 후 image 분석을 위해 별도 slide로 옮길 필요가 없습니다.

Save your reagent - 1,2,4,8 등 다양한 well 선택이 가능하며 각각 다른 sample 실험이 가능하며, 실험에 필요한 reagent를 절약할 수 있습니다.

Easy use and save your time - 하나의 slide에 cell culture, staining, fixation, image 분석이 모두 가능합니다.

Optical image data - 형광 이미지 실험에 최적인 제질의 slide 사용으로 뛰어난 image를 획득할 수 있습니다.

Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System

20% DC

Cat. No.	Material	No. of Wells	Working Volume	Units per pack/carton/case
177372	Glass	1	2.5 to 4.5mL	8 / 12 / 96
177380	Glass	2	1.2 to 2.0mL	8 / 12 / 96
177399	Glass	4	0.5 to 0.9mL	8 / 12 / 96
177402	Glass	8	0.2 to 0.4mL	8 / 12 / 96
178599	Glass	16	0.1 to 0.2mL	8 / 12 / 96
177429	Permanox Plastic	2	1.2 to 2.0mL	8 / 12 / 96
177437	Permanox Plastic	4	0.5 to 0.9mL	8 / 12 / 96
177445	Permanox Plastic	8	0.2 to 0.4mL	8 / 12 / 96

Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System

20% DC

Cat. No.	No. of wells	Growth Area	Working Volume	Units per pack/carton/case
154461	2	4.0cm ²	1.0 to 2.0mL	8 / 12 / 96
154526	4	1.7cm ²	0.5 to 1.0mL	8 / 12 / 96
154534	8	0.7cm ²	0.2 to 0.5mL	8 / 12 / 96

Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass

20% DC

Cat. No.	No. of wells	Growth Area	Working Volume	Units per pack/carton/case
155380	2	4.2cm ²	1.2 to 2.0mL	8 / 12 / 96
155383	4	1.8cm ²	0.5 to 0.9mL	8 / 12 / 96
155411	8	0.8cm ²	0.2 to 0.4mL	8 / 12 / 96

Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass

20% DC

Cat. No.	No. of wells	Growth Area	Working Volume	Units per pack/carton/case
155379	2	4.0cm ²	1.0-2.0mL	8 / 12 / 96
155382	4	1.7cm ²	0.5-1.0mL	8 / 12 / 96
155409	8	0.7cm ²	0.2-0.5mL	8 / 12 / 96

Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System

20% DC

Cat. No.	No. of wells	Growth Area	Working Volume	Units per pack/carton/case
154739	1	8.6cm ²	2.0 to 4.5mL	8 / 12 / 96
154917	4	1.7cm ²	0.5 to 1.0mL	8 / 12 / 96

► NUNC™ Cryotube & Microwell plate & Accessories

Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes

15% DC

Cat. No.	Size	Style Thread / Bottom	Anti-Rotation Base / Self-Standing	Printed	Sterile	Vapor LN2 (to -150°C)	No. per Pk./Cs.
377224	1mL	internal / yes	yes / yes	yes	yes	yes	50/500/2000
375418	1.8mL	external / yes	yes / yes	yes	yes	yes	50/450/1800
377267	1.8mL	internal / yes	yes / yes	yes	yes	yes	50/450/1800
368632	1.8mL	internal / yes	no / yes	yes	yes	yes	50/450/1800

NUNC white plate: auto-fluorescence, auto-luminescence를 최소화 시켜 더욱 확실한 발광능력을 가지고 있습니다.

NUNC Black plate: 불필요한 background를 최소화하고 빛의 산란을 막아주어 정확한 현상을 나타냅니다.

NUNC Optical bottom plate는 세포의 상태를 직접 관찰하면서 형광 및 발광 실험이 가능하게 합니다. Black 또는 White color의 외벽과, 투명한 폴리스티렌 바닥을 가지고 있습니다.

Nunc™ MicroWell Black and White Polystyrene Plate

20% DC

Cat. No.	Surface	Well Design	Color	Total Volume/Well	Sterile	With Lid	Units per Case
136101	Cell Culture	96 F	White	400μL	Yes	Yes	1/50
137101	Cell Culture	96 F	Black	400μL	Yes	Yes	1/50
236105	Non-treated	96 F	White	400μL	Yes	Yes	1/50
237105	Non-treated	96 F	Black	400μL	Yes	Yes	1/50
165306	Cell Culture	96 F	White	400μL	Yes	Yes	10/30
165305	Cell Culture	96 F	Black	400μL	Yes	Yes	10/30
439454	Maxisorp	96 F	clear	400μL/350μL	No	No	5/60

Nunc™ Cell Scrapers

20% DC

Cat. No.	For Use with	Blade Length	Blade Width	Handle Length	Length
179707	75-175cm ² flasks	1.7cm	17.5mm	32cm	12.5 in. (32cm)
179693	25-80cm ² flasks	1.7cm	15.5mm	23cm	9 in. (23cm)

Nunc™ Sealing Tapes

20% DC

Cat. No.	Material/Adhesive	Application	Color	Sterile/ Pierceable	Certified RNase/ DNase-free	Temperature Range	Units per Pk./Cs
236366	Polyester/Acrylic	Cell culture; sterile applications	Clear	Yes/No	No	-70° to +100°C	200/800

Nunc™ Disposable Loops

20% DC

Cat. No.	Type	Color	Qty.
251586	10μL Loop	Blue	1000
253287	1μL Loop	Clear	1000
951586	10μL Loop	Blue	1000

► Nalgene™ Plastic containers



Nalgene™ Plastic containers

20% DC

Cat. No.	Description	Size
2118-0032	Straight-Side Wide-Mouth Jar PP, 1000ml	6/pkg
2318-0020	Carboy with Spigot LDPE, 10L	1/pkg
2319-0050	Autoclavable Carboy with Spigot PP, 20L	1/pkg
3119-0050	Centrifuge Tube Oak Ridge™ PPCO, 50 mL	10/pkg
3120-0250	Centrifuge Bottle Screw Cap PPCO, 250 mL	4/pkg
455-0500	500ml Filter unit receiver, PS	12/cs
455-1000	1000ml Filter unit receiver, PS	12/cs
6422-0010	Quick-Action Spigot PP for Carboys	1/pkg

► Nalgene™ Cryogenic product



Nalgene™ Cryovial & Box

15% DC

Cat. No.	Description	Size
5000-0020	Cryogenic vial sterile	500/cs
5015-0001	Cryocane Aluminum, 5 places	12/pkg
5026-0909	Cryobox 1.2/2.0mL 9*3tray	4/pkg



Nalgene™ Mr. Frosty

15% DC

Cat. No.	Description	Size
5100-0036	Mr. Frosty, -1°C/minute Controlled Rate Freezing Vessel, 3.6 mL tubes	1 unit
5100-0050	Mr. Frosty, -1°C/minute Controlled Rate Freezing Vessel, 4.5-5.0 mL tubes	1 unit
5100-0001	Cryo 1°C Freezing container, Mr. Frosty	1/cs

► Nalgene™ Filtration



Nalgene™ Rapid-Flow™ Filter Units and bottle top filter

- Low protein binding PES membrane
- Low extractables
- For media, serum, buffers
- Rapid-Flow 시스템으로 빠르고 정확한 filtering 효과

Nalgene Rapid-Flow Filter storage bottles

- Polystyrene 재질로 Gamma radiation 멸균처리
- Leakproof screw cap
- Non-pyrogenic
- Non-cytotoxic

Nalgene™ Filtration

20% DC

Cat. No.	Description	Size
566-0020	αPES Filter Unit, 500ml, 75mm Diameter Membrane	12/pkg
569-0020	αPES Filter Unit, 500ml, 90mm Diameter Membrane	12/pkg
567-0020	αPES Filter Unit, 1000ml, 90mm Diameter Membrane	12/pkg
455-0500	500ml Filter unit receiver, PS	12/pkg
455-1000	1000ml Filter unit receiver, PS	12/pkg

▶ MBP tips



당신의 샘플은 오염으로부터 안전하신가요?

ART Barrier Tip이 당신의 DNA, RNA 샘플을 지켜드립니다.

PURE Certification 확인은 필수!!

• DNA, RNase and Dnase free

MBP Tips

20% DC

Cat. No.	Description	Size
2079E	ART 1000E, Racked, Pre-Sterilized	960/pkg
2279	ART 1000, Racked, Pre-Sterilized	800/pkg
2069	ART 200, Racked, Pre-Sterilized	960/pkg
2149P	ART 20P, Racked, Pre-Sterilized	960/pkg
2140	ART 10 Reach, Racked, Pre-Sterilized	960/pkg
2139	ART 10, Racked, Pre-Sterilized	960/pkg
3500	10ul bulk tip, non-sterile	1000/bag
3501-11	10ul bulk tip, non-sterile	960/pkg
3502	10ul bulk tip, non-sterile	960/pkg
3550	200ul bulk tip, non-sterile	1000/bag
3551	200ul bulk tip, non-sterile	960/pkg
3580	1000ul bulk tip, non-sterile	1000/bag
3581	1000ul Racked, Pre-Sterilized	800/pkg
3582	1000ul Racked, non-sterilized	800/pkg
3418	0.2ml PCR Strip Tubes 8-Strip Tube	960/pkg

▶ QSP tips

RNase/DNase free, Pyrogen contamination free

Bulk, Rack, Reload system 모두 가능합니다.

QSP Reload system은 사용이 편리하며 전형적인 bulk type 혹은 rack type에 비해 시간과 공간, 처리비용을 절감할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.



QSP tips

20% DC

Cat. No.	Description	Size
TW110-N-Q	Thin Wall Pipette Tip 1-250ul Natural Bagged 10m/cs	1000/pkg
TTW1 10RLN-Q	200ul reload tip, thin wall, clear	960/pkg
T113-G-Q	Graduated Pipette Tip 1-200ul Yellow Bagged 10m/cs	1000/pkg
T113RLN-Q	200ul reload tip, beveled, graduated, clear	960/pkg
T104-Q	10ul micro tip, bulk	1000/pkg
T104RL-Q	10ul reload tip	960/pkg
T111-Q	1000ul blue tip, bulk	1000/pkg
T112XL-Q	1250ul XL Blue Ns 1000Tip/Bag, 10m/cs	1000/pkg
T112NXL-Q	1250ul clear tip, extra long, bulk	1000/pkg
T112NXLRL-Q	1250 ul reload tip, extra long, graduated, clear	960/pkg
T110-B-Q	Beveled Pipette Tip 1-200ul Yellow	1000/pkg
T110BRL-Q	200ul Reload tip, Beveled, Yellow	960/pkg
T110-Q	200ul yellow tip, bulk	1000/pkg
O10-Q	1-200ul gel loading tip, bulk	1000/pkg
O10-R204-Q	1-200ul gel loading tip, racked	1020/pkg
509-GRD-Q	1.5ml Graduated MCT	500/pkg
431-Q	0.2ml thin wall tube with flat cap	1000/pkg

Thermo Scientific

Nunc Serological Pipettes

Cell culture의 필수 아이템 Serological pipette을 이제 NUNC 제품으로 만나보세요!!

- Sterility assurance level (SAL) 10^{-6}
- 100% 순도의 폴리스티렌 재질 : 높은 투명도
- Non-pyrogenic
- Non-dripping tip
- 컬러코드를 이용, 사이즈 구별이 손쉬움
ex) 25ml = Red, 10ml = Orange, 5ml = Blue, and etc.
- 정확하고 깨끗한 눈금표시

Cat. No.	Description	Unit/Bag	Unit/Case
170353	1 ml pipette	100	1000
170354	2 ml pipette	100	500
170355	5 ml pipette	50	200
170356	10 ml pipette	50	200
170357	25 ml pipette	50	200
170358	50 ml pipette	25	100

출시 기념 이벤트!

Thermo NUNC Serological pipette 동일 제품 10box 구매시 Thermo S1 전동 파이펫을 Free로 드립니다!!



Thermo Plastic Hit Item EVENT

판매 및 학술 문의

(주)케이디알 서울 : 02-3427-6000 ■ 대전지점 : 042-253-1944 ■ 전주 지점 : 053-271-6140 ■ 광주 지점 : 062-512-6140 ■ 부산 지점 : 051-525-6140

마스터 딜러

(주)큐어바이오 : 02-427-3669 ■ 맥스바이오텍 : 02-481-8500

지역 대리점

대구 ■ 브니엔 바이오 : 051-381-3611 ■ 전주 ■ 선원과학 : 055-745-8622 ■ 강원 ■ 강원 포팜 : 033-262-6447 ■ 제주 ■ 글성하이텍 : 064-721-7749

(유)라이프 테크놀로지스 코리아 대표전화 02 2023 0600 팩스 02 2023 0603 info.kr@lifetech.com

life
technologies™

Invitrogen™

Applied Biosystems®

Gibco®

Molecular Probes®

Novex®

Ambion®

Ion Torrent™

연구 목적으로 제한되며, 진단용으로 사용되지 않습니다. ©2013 Life Technologies Corporation. All rights reserved. 본 상표는 Life Technologies Corporation 또는 각 해당 소유주의 고유 자산입니다.